

SpeediCath®

Vi setter standarden





Hans Jørn,
kateterbruker

Sannheten er:

Det er kompakt, men det er ikke den eneste grunnen til at jeg liker det.

SpeediCath® Compact Mann

Det finnes en rekke grunner til at SpeediCath® katetre er de *mest foretrukne* i Europa²

Alle våre katetre har nemlig en ting til felles - de er designet med tanke på brukernes behov. Med dette i fokus har SpeediCath blitt den største merkevaren innen kateter på det europeiske markedet.²

Å leve opp til brukernes behov

Behovene hos kateterbrukere er forskjellige. Faktorer som håndfunksjon og mobilitet, bekymringer om hygiene og diskresjon spiller en viktig rolle i brukernes aksept ved å skulle kateterisere. Vi tror at ved å kunne tilby et bredt sortiment tilpasset brukernes hverdag, vil de lykkes med intermitterende kateterisering.

Unik overflatebehandling for optimal komfort

Alle SpeediCath katetre har en unik hydrofil overflatebehandling som også dekker de polerte kateterøynene. Dette sikrer en skånsom kateterisering både

under innføring og fjerning av kateteret. Det reduserer også risikoen for urinveisinfeksjon og andre plager i urinveiene^{3,4,5}. Produktene er uten PVC og ftalater til fordel for brukerne og i tråd med vår miljøvennlige profil.

Designet for diskresjon

Alle SpeediCath katetre har et moderne design og ser ikke ut som et medisinsk produkt. Katetrene er designet for å være diskrete og for å passe inn i brukernes hverdag. Det gjør at de bruker produktene så ofte som anbefalt.¹ De er enkle å oppbevare, ta med seg og bruke.

Vinner av

11 

forskjellige priser innen medisinske produkter og designpriser

6 

innovasjoner har revolusjonert kateterdesignet

Mer enn

20 

år der vi setter brukernes behov først

SpeediCath®

Vårt sortiment, ditt valg



For menn

a SpeediCath Compact Mann

Det første kompakte kateteret for menn.

b SpeediCath Flex

Det første kateteret med tørr innføringshylse og fleksibel tupp.

c SpeediCath Flex Pocket

Det første kateteret med tørr innføringshylse og fleksibel tupp, i mindre pakning.

d SpeediCath Compact Set

Den første kompakte kateter- og urinposeløsningen.

e SpeediCath Flex Set

Kateter med tørr innføringshylse og integrert urinpose.

f SpeediCath Standard

Det første klar til bruk standard kateteret.

g SpeediCath Control

Det første klar til bruk standard kateteret med ekstra kontroll ved innføring.

Uten
PVC



For kvinner

h SpeediCath Compact Eve

Det første triangelformede kateteret.

**i SpeediCath Compact Plus og
SpeediCath Compact**

Det mest kompakte kvinnekateteret.

j SpeediCath Compact Set

Den første kompakte kateter- og
urinposeløsningen.

k SpeediCath Standard

Det første klar til bruk standard kateteret.

SpeediCath® Compact

Det første kompakte kateteret for menn.

Det revolusjonerende og prisvinnende SpeediCath Compact Mann har bidratt til økt livskvalitet for menn.⁶ Kateteret er diskret uten å gå på kompromiss med kvalitet eller hygiene. Takket være teleskop-løsningen, er kateteret enkelt å føre inn og gir god kontroll.

Fordelene med SpeediCath Compact Mann:

- Opprettholder muligheten til å følge anbefalte retningslinjer⁶
- Gir økt livskvalitet ved intermitterende kateterisering
- Kateteret berøres ikke ved innføring^{8,9,10}
- Kan lukkes etter bruk og er diskret og hygienisk
- Kastes i restavfall



SpeediCath® Compact Set

Den første alt i ett kateter- og urinposeløsningen for menn.

Det enkle intuitive og prisvinnende designet til SpeediCath Compact Set, tilbyr brukeren mer fleksibilitet og frihet ved kateterisering. Den kompakte løsningen og det diskre designet er unikt for settløsninger.

Fordelene med SpeediCath Compact Set:

- Kompakt kateter med en integrert urinpose
- Det gir økt livskvalitet for menn med behov for selvkateterisering i hverdagen⁷
- Non-touch teknikk^{8,9,10}
- Enkelt å lukke og kvitte seg med etter bruk. Kastes i restavfall



SpeediCath® Flex og SpeediCath® Flex Pocket

Det eneste kateteret med tørr innføringshylse og fleksibel tupp.

SpeediCath Flex er et hygienisk kateter ved selvkateterisering. Kateteret har en fleksibel tupp for enklere innføring.

Fordelene med SpeediCath Flex:

- Den fleksible katetertuppen gjør det enkelt å navigere inn i urinrøret og å passere kurver og bøyninger
- Gripehåndtaket gir bedre kontroll og det kan tas pauser underveis ved innføring av kateteret
- Tørr innføringshylse for ren og hygienisk kateterisering
- Etter bruk kan gripehåndtakene skrus sammen igjen, og rester av urin blokkeres inne i kateterhylsen. Produktet kan legges tilbake i pakningen og kastes i restavfall
- Kateteret kommer i to forskjellige pakninger



SpeediCath® Flex Set

Det eneste kateteret med integrert urinpose som har tørr innføringshylse og fleksibel tupp.

SpeediCath Flex Set er et skånsomt og hygienisk kateter med en integrert urinpose. Kateteret har en fleksibel tupp for enklere innføring.

Fordelene med SpeediCath Flex Set:

- Integrert håndtak og måleskala
- Gripehåndtaket gir bedre kontroll og det kan tas pauser underveis ved innføring av kateteret
- Tørr innføringshylse for ren og hygienisk kateterisering
- Den integrerte urinposen er enkel å åpne og tømme
- Stiplet rivelinje for tømming
- Etter tømming legges kateteret tilbake i den diskrete pakningen og kastes i vanlig restavfall





SpeediCath® Standard og SpeediCath® Control

Et velprøvd og pålitelig standard kateter for menn.

SpeediCath Standard og SpeediCath Control

SpeediCath Standard var det første hydrofile kateteret som ble levert helt klart til bruk. Det har vært på markedet mer enn 20 år.

SpeediCath Control har en fastere del ved konnektoren og gir bedre kontroll ved innføring.

Fordelene med SpeediCath Standard:

- Tilgjengelig i alle størrelser inklusive barn
- Finnes i både nelaton og tiemann
- Det er enkelt å åpne, selv for personer med nedsatt håndfunksjon
- Pakningen har en klebefunksjon som gjør at kateteret holder seg på plass under forberedelsene

Fordelene med SpeediCath Control:

- Kateteret har en fastere del ved konnektoren og er enkelt å kontrollere ved innføring
- Det er enkelt å føre inn uten berøring, selv for personer med nedsatt håndfunksjon
- Pakningen har en klebefunksjon som gjør at kateteret holder seg på plass under forberedelsene
- Begge katetrene kastes i restavfall etter bruk



SpeediCath® Compact Eve

Eva,
kateterbruker

Sannheten er:

Noen former er
lettere å gripe



SpeediCath® Compact Eve

Det første triangelformede kateterdesignet.

SpeediCath Compact Eve er vårt stiligste og mest diskre kateter. Det er praktisk og enkelt i bruk og har et moderne design.

Fordelene med SpeediCath Compact Eve:

- Triangelformet for enkel håndtering og bedre grep ved kateterisering¹¹
- Det gir økt livskvalitet for kvinner med behov for selvkateterisering i hverdagen⁷
- Et trinns åpning og sikker lukking
- Opprettholdes sterilt ved kobling til en urinpose
- Kastes i restavfall etter bruk



SpeediCath® Compact

Det mest kompakte kateteret til kvinder.

SpeediCath Compact for kvinder er på størrelse med en lepestift og var en revolusjon innen kateterdesign da det kom på markedet. Med sitt innovative og prisvinnende design har SpeediCath Compact satt standarden for diskresjon og brukervennlighet.

Fordelene med SpeediCath Compact Kvinne:

- Det gir økt livskvalitet for kvinner med behov for selvkateterisering i hverdagen⁷
- Kompakt og diskret design
- Det finnes i to lengder og ulike størrelser, også for barn
- Kastes i restavfall etter bruk



SpeediCath® Compact Set

Den første alt i ett kateter- og urinposeløsningen for kvinner.

Det enkle intuitive og prisvinnende designet til SpeediCath Compact Set, tilbyr brukeren mer fleksibilitet og frihet ved kateterisering. Den kompakte løsningen og det diskrete designet er unikt for settløsninger.

Fordelene med SpeediCath Compact Set:

- Kompakt kateter med en integrert urinpose
- Det gir økt livskvalitet for kvinner med behov for selvkateterisering i hverdagen⁷
- Non-touch teknikk^{8,9,10}
- Enkelt å lukke og kvitte seg med etter bruk
- Kastes i restavfall etter bruk



SpeediCath® Standard

Et velprøvd og pålitelig standard kateter for kvinner.

SpeediCath Standard var det første hydrofile kateteret som ble levert klart til bruk. Det har vært på markedet mer enn 20 år.

Fordelene med SpeediCath Standard:

- Tilgjengelig i alle størrelser inklusive barn
- Det er enkelt å åpne, selv for personer med nedsatt håndfunksjon
- Pakningen har en klebefunksjon som gjør at kateteret holder seg på plass under forberedelsene
- Kastes i restavfall etter bruk



References:

1. Barbosa et al. 2012
2. Coloplast sales data, GERS, IMS, Assobiomedica, Nefemed, PCA, 2015/2016
3. Cardenas DD et al. PM&R Vol. 3 408-417, May 2011
4. De Ridder DJ et al. Eur Urol 2005; 48:991-995
5. Chartier- Kastler E. and Denys P. DOI 10.1002/nau.20929
6. SCCM Evaluation (n=482), November 2016, Data on file
7. Chartier- Kastler E. et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7
8. Vahr S et al. European Association of Urology Nurse 2013
9. Chartier- Kastler E. Spinalcord 2011, 49(7), 844-850
10. Bagi P et al. Urol Int 2011; 86:179-184
11. SCCE Evaluation (n=161), September 2015, Data on file

Produktoversikt

SpeediCath® Compact Mann

Produktnr. Coloplast	Artikkelnr. Farmalogg	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
◦ 286920	937432	SpeediCath Compact ch 12, 30 cm	30

SpeediCath® Compact Kvinne

Produktnr. Coloplast	Artikkelnr. Farmalogg	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
SpeediCath Compact Eve			
• 281100	837150	SpeediCath Compact Eve ch 10, 9 cm	30
◦ 281120	888747	SpeediCath Compact Eve ch 12, 9 cm	30
• 281140	909420	SpeediCath Compact Eve ch 14, 9 cm	30
SpeediCath Compact			
• 285760	903191	SpeediCath Compact ch 06, 7 cm	30
• 285780	901815	SpeediCath Compact ch 08, 7 cm	30
• 285800	845118	SpeediCath Compact ch 10, 7 cm	30
◦ 285820	878988	SpeediCath Compact ch 12, 7 cm	30
• 285840	803895	SpeediCath Compact ch 14, 7 cm	30
SpeediCath Compact Plus			
• 288100	903417	SpeediCath Compact Plus ch 10, 9 cm	30
◦ 288120	922588	SpeediCath Compact Plus ch 12, 9 cm	30
• 288140	914480	SpeediCath Compact Plus ch 14, 9 cm	30
SpeediBag™ Compact Urinpose			
• 285920	914438	SpeediBag Compact Urinpose, 700 ml for SpeediCath Compact og SpeediCath Compact Pluss kvinne	30

SpeediCath® Compact Set

Produktnr. Coloplast	Artikkelnr. Farmalogg	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
SpeediCath Compact Set Kvinne			
• 285201	989339	SpeediCath Compact Set ch 10, 9 cm	20
◦ 285221	906563	SpeediCath Compact Set ch 12, 9 cm	20
• 285241	988343	SpeediCath Compact Set ch 14, 9 cm	20
SpeediCath Compact Set Mann			
◦ 284221	991416	SpeediCath Compact Set ch 12, 30 cm	20

SpeediCath® Control Mann

Produktnr. Coloplast	Artikkelnr. Farmalogg	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
◦ 272120	899561	SpeediCath Control ch 12, 400 mm	30

SpeediCath® Flex Mann

Produktnr. Coloplast	Artikkelnr. Farmalogg	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
● 289200	918976	SpeediCath Flex ch 10, 400 mm	30
○ 289220	975106	SpeediCath Flex ch 12, 400 mm	30
● 289240	896137	SpeediCath Flex ch 14, 400 mm	30
● 289160	820784	SpeediCath Flex ch 16, 400 mm	30
● 289100	834735	SpeediCath Flex Pocket ch 10, 400 mm	30
○ 289120	947843	SpeediCath Flex Pocket ch 12, 400 mm	30
● 289140	840729	SpeediCath Flex Pocket ch 14, 400 mm	30

SpeediCath® Flex Set Mann

Produktnr. Coloplast	Artikkelnr. Farmalogg	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
○ 289320	819103	SpeediCath Flex Set ch 12	30
● 289340	987127	SpeediCath Flex Set ch 14	30

SpeediCath® Standard

Produktnr. Coloplast	Artikkelnr. Farmalogg	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
Menn			
● 274080	851659	SpeediCath nelaton ch 08, 400 mm	30
● 274100	864703	SpeediCath nelaton ch 10, 400 mm	30
○ 274120	845427	SpeediCath nelaton ch 12, 400 mm	30
● 274140	879265	SpeediCath nelaton ch 14, 400 mm	30
● 274160	804135	SpeediCath nelaton ch 16, 400 mm	30
● 274180	908138	SpeediCath nelaton ch 18, 400 mm	30
● 274900	931503	SpeediCath tiemann ch 10, 400 mm	30
○ 274920	954269	SpeediCath tiemann ch 12, 400 mm	30
● 274940	818190	SpeediCath tiemann ch 14, 400 mm	30
● 274960	947381	SpeediCath tiemann ch 16, 400 mm	30
Kvinner			
● 275080	868542	SpeediCath ch 08, 200 mm	30
● 275100	839905	SpeediCath ch 10, 200 mm	30
○ 275120	906474	SpeediCath ch 12, 200 mm	30
● 275140	876152	SpeediCath ch 14, 200 mm	30
● 275160	953202	SpeediCath ch 16, 200 mm	30
Ungdom			
● 276080	904142	SpeediCath ch 08, 300 mm	30
● 276100	923075	SpeediCath ch 10, 300 mm	30
○ 276120	900786	SpeediCath ch 12, 300 mm	30
Barn			
● 277060	915167	SpeediCath ch 06, 200 mm	30
● 277080	937594	SpeediCath ch 08, 200 mm	30
● 277100	817316	SpeediCath ch 10, 200 mm	30

Avfallshåndtering

Mange opplever at det blir mer fokus på avfallssortering hjemme, og har derfor spurt hvor de skal kaste brukte engangskateter og stomiutstyr. Skal det kastes i plastavfall eller skal det i restavfallet?

Brukte engangskateter og stomiutstyr skal av hygieniske årsaker ikke i plastavfallet, men kastes i beholder for restavfall.

Emballasje som er av plast legges i plastbeholderen, og pakkesker som produkter ligger i skal kastes sammen med papp- og papir.

OBS! Brukte engangskateter skal aldri kastes i toalettet.



Hvem betaler for produktene?

Kontinensutstyret du trenger dekkes på blå resept. Blåresepten fornyes hvert år og du kan kjøpe utstyr for inntil tre måneder om gangen. Du må betale egenandel som er bestemt av Helfo.

Resept tekst	Refusjonskode
Forbruksmateriell ved inkontinens	501
Forbruksmateriell ved inkontinens	5010504

Uten
PVC

SpeediCath® Katetre

– Bra for deg og miljøet

Alle våre SpeediCath katetre er utviklet for å passe brukernes behov. Det er svært viktig å følge rutinene for tømning av blæren etter de rådene du har fått av helsepersonell. Da unngår du infeksjoner og holder deg frisk, som igjen forbedrer din livskvalitet. SpeediCath er utviklet for å passe inn i alle anledninger. De er helt klare til bruk når du åpner pakningen og diskre å bruke og kvitte seg med. I tillegg til alle funksjonene er også katetrene produsert uten PVC og ftalater. Det er viktig for deg som skal bruke produktene flere ganger daglig.

Avfall som inneholder PVC er et problem, fordi det inneholder store mengder klor, som kan lage andre farlige miljøgifter.



Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Vi samarbeider tett med brukere av våre produkter og utvikler løsninger tilpasset deres behov. Vi kaller dette intimsykepleie.

Våre forretningsområder inkluderer stomi, urologi og kontinens, hud- og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt selskap med over 13 000 ansatte.

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast A/S, Høstved 1, 3050 Humlebaek, Denmark

www.coloplast.com Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S (09-2022). Alle rettigheter er forbeholdt selskapet.

Nr.: 440N00029, PM-14700.



Coloplast

Coloplast Norge AS
Postboks 162 Manglerud
0612 Oslo
Telefon 22 57 50 00
www.coloplast.no
Følg oss på Facebook 