

Viktig informasjon om bytte av utstyr til Peristeen Plus

Ved irrigasjon **daglig** byttes startpakken **hver 3. måned**.
Ved irrigasjon **hver 2. dag** byttes startpakken **hver 6. måned**.
Vannpose byttes etter **15 gangers** bruk.

Peristeen® på resept

Reseptforskriving:

Hjemmel 501
Analirrigasjonssystem; 5010504



Skann QR-kode for å se video om Peristeen® Analpropp.



Se instruksjonsfilm med Peristeen Light 175 ml uten forlengesslange.



Skann QR-kode for å se video om Peristeen® Plus.



Se instruksjonsfilm om Peristeen Light 250 ml med forlengesslange.



Coloplast
Assistanse

Hvis du har behov for hjelp eller veiledning, ta kontakt med våre sykepleiere på telefon:



22 57 50 20

hverdager mellom kl. 08.00-16.00

www.coloplast.no



Design og trykk: Rian Trykkeri AS

[Ostomy Care](#) | [Continence Care](#) | [Wound and Skin Care](#) | [Interventional Urology](#) | [Voice and Respiratory Care](#)

Coloplast Norge AS, postboks 162 Manglerud, 0612 Oslo.
Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 2025-10.
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebeæk, Danmark.
Nr. 440N00450, PM15958



Coloplast

Ditt Peristeen® kort



Peristeen® Light

Peristeen® Anal Plug

Peristeen® Plus

Peristeen® Plus transanal irrigasjon

Anbefalt startpakke for REGULAR og SMALL ved bruk av ballongkateter

Innhold:
1 kontrollenhet, 2 ballongkateter, 1 vannpose, 2 stk festebånd

Art.nr Coloplast / Farmalogg

291410 / 895143	Regular	Antall sett _____
291480 / 926230	Small	

Kateter og vannpose

Innhold:
15 kateter, 1 vannpose

Regular 291420 / 910054	15 ballongkateter 1 vannpose	Antall esker _____
Small 291490 / 970102	15 ballongkateter 1 vannpose	Antall esker _____

Vannpose bør byttes etter 15 irrigeringer.
Kateter er for engangsbruk.

Peristeen Plus produktoversikt



Diverse utstyr og tilbehør

Art.nr Coloplast / Farmalogg	Produktbeskrivelse	Antall:
Regular og Small 291450 / 926122	To stk festebånd til kontrollenhet. Byttes ved behov.	_____ eske (r)
Regular og Small 291460 / 993512	To slanger med turkis konnektorer. Byttes ved behov.	_____ eske (r)
Regular 291431 / 960829	10 ballongkatetre	_____ eske (r)

Peristeen Light produktoversikt

Innhold:
1 vannbeholder, 30 konkateter. Peristeen Light 250 ml har en 70 cm forlengesslange.

Art.nr Coloplast / Farmalogg

29171/948011	Peristeen Light 175 ml uten forlengesslange
29181/841855	Peristeen Light 250 ml med forlengesslange



Peristeen analpropp

Art.nr Coloplast / Farmalogg		Antall i eske
1450/896969	Peristeen Anlpropp Small	20
1451/896977	Peristeen Analpropp Regular	20