

SpeediCath® Standard

Ny sortimentsoversikt
fra 1. oktober 2021

Uten
PVC

Produktnr. Coloplast	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
Mann Standard		
• 280780	SpeediCath kateter ch 8, 400 mm	30
• 280810	SpeediCath kateter ch 10, 400 mm	30
○ 280820	SpeediCath kateter ch 12, 400 mm	30
• 280840	SpeediCath kateter ch 14, 400 mm	30
• 280860	SpeediCath kateter ch 16, 400 mm	30
• 280880	SpeediCath kateter ch 18, 400 mm	30
Mann tiemann		
• 280910	SpeediCath kateter ch 10, 400 mm	30
○ 280920	SpeediCath kateter ch 12, 400 mm	30
• 280940	SpeediCath kateter ch 14, 400 mm	30
• 280960	SpeediCath kateter ch 16, 400 mm	30
Kvinne Standard		
• 280580	SpeediCath kateter ch 8, 200 mm	30
• 280610	SpeediCath kateter ch 10, 200 mm	30
○ 280620	SpeediCath kateter ch 12, 200 mm	30
• 280640	SpeediCath kateter ch 14, 200 mm	30
• 280660	SpeediCath kateter ch 16, 200 mm	30
Ungdom		
• 280680	SpeediCath kateter ch 8, 300 mm	30
• 280710	SpeediCath kateter ch 10, 300 mm	30
○ 280720	SpeediCath kateter ch 12, 300 mm	30
Barn		
• 280460	SpeediCath kateter ch 6, 200 mm	30
• 280480	SpeediCath kateter ch 8, 200 mm	30
• 280510	SpeediCath kateter ch 10, 200 mm	30

SpeediCath® Standard i hvit forpakning er på refusjon og har egne varenummer.