

SpeediCath® tappekaterer

Helt klart til bruk





SpeediCath® Compact

“Hverdagen min er blitt mye enklere etter at jeg startet å kateterisere. Med SpeediCath Compact Mann kan jeg føre inn kateteret uten å ta på det. Det er viktig for å unngå urinveisinfeksjoner – noe jeg har hatt mange ganger.”

Rob Turk, SpeediCath Compact Mann bruker

SpeediCath tappekaterer har vært på markedet i mer enn 25 år

Alle våre SpeediCath katetre har en ting til felles – de er designet med tanke på brukernes behov. Katetrene er utviklet med en unik overflatebehandling, kalt Triple Action Coating Technology™ for optimal komfort ¹. Katetrene er enkle å oppbevare, ta med seg og bruke.² Dette kan bidra til at brukeren kateteriserer så ofte som anbefalt av helsepersonell.

Triple Action Coating Technology™

Våre SpeediCath katetre har en unik hydrofil overflatebehandling, kalt Triple Action Coating Technology™ som beskytter urinrøret og reduserer ubehag og urinveisinfeksjoner (UVI). Med triple mener vi tre lag med beskyttelse.



- **Overflatebehandlingen** – jevn og stabil coating uten tørre flekker både ved innføring og fjerning av kateter.



- **Lav friksjon** – Overflatebehandlingen gir optimal vannabsorpsjon, som gir lav friksjon og en behagelig skånsom innføring – sammenlignet med ikke coatede katetre.



- **Holder seg fuktig** – Kateteret ligger i en vannbasert løsning som gjør det umiddelbart klart til bruk – uten behov for ekstra vann eller smøremiddel.

Fordeler for brukeren

- **Redusert friksjon** gir mindre risiko for mikroskader i urinrøret.
- **Finpolerte kateterøyne** for en skånsom innføring
- **Diskré og praktisk design** – tilgjengelig i kompakte versjoner for både menn og kvinner.
- **Miljøvennlig valg** – Katetrene er miljøvennlige og inneholder verken PVC eller ftalater til fordel for brukeren og miljøet.

SpeediCath®

Helt klare til bruk



For menn

a SpeediCath Compact Mann

Et kompakt teleskopkateter for menn.

b SpeediCath Flex

Et mykt kateter med en fleksibel tupp og tørr innføringshylse.

c SpeediCath Flex Pocket

Et mykt kateter med en fleksibel tupp og tørr innføringshylse i lommestørrelse.

d SpeediCath Compact Set

Et kompakt teleskopkateter med integrert urinpose.

e SpeediCath Flex Set

Et mykt kateter med fleksibel tupp, tørr innføringshylse og integrert urinpose.

f SpeediCath Navi

Et mykt kateter med en fleksibel tupp og gripehåndtak.

g SpeediCath Standard

Det første helt klart til bruk standard kateter.



For kvinner

h SpeediCath Compact Eve

Det første og eneste triangelformede kompakte kateteret.

i SpeediCath Compact Plus og SpeediCath Compact

Det mest kompakte kvinnekateteret.

j SpeediCath Compact Set

Et kompakt kateter med en integrert urinpose.

k SpeediCath Standard

Det første klar til bruk standard kateteret.

SpeediCath[®] Compact

Det første kompakte kateteret for menn.

Det revolusjonerende og prisvinnende SpeediCath Compact Mann har bidratt til økt livskvalitet for menn.⁶ Kateteret er diskret uten å gå på kompromiss med kvalitet eller hygiene. Takket være teleskop-løsningen, er kateteret enkelt å føre inn og gir god kontroll.

Fordelene med SpeediCath Compact Mann:

- Opprettholder muligheten til å følge anbefalte retningslinjer³
- Gir økt livskvalitet ved intermitterende kateterisering⁴
- Kateteret berøres ikke ved innføring^{5,6,7}
- Kan lukkes etter bruk og er diskret og hygienisk
- Kastes i restavfall



SpeediCath® Compact Set

Den første alt i ett kateter- og urinposeløsningen for menn.

Det enkle intuitive og prisvinnende designet til SpeediCath Compact Set, tilbyr brukeren mer fleksibilitet og frihet ved kateterisering. Den kompakte løsningen og det diskrete designet er unikt for settløsninger.

Fordelene med SpeediCath Compact Set:

- Kompakt kateter med en integrert urinpose
- Det gir økt livskvalitet for menn med behov for selvkateterisering i hverdagen⁴
- Non-touch teknikk^{5,6,7}
- Enkelt å lukke og kvitte seg med etter bruk. Kastes i restavfall



SpeediCath® Navi

Et mykt helt klart til bruk kateter med en fleksibel tupp for menn

SpeediCath Navi er et mykt kateter med en fleksibel tupp og gripehåndtak som bidrar til en skånsom innføring og jevn passasje gjennom de naturlige kurvene og bøyningene i mannens urinrør. Gripehåndtaket gjør det myke kateteret lett å håndtere ved innføring.

Fordelene med SpeediCath Navi:

- Tilgjengelig i størrelse ch 10, 12, 14 og 16
- Enkelt å åpne, selv for personer med nedsatt håndfunksjon
- Fleksibel avrundet tupp som gjør det enklere å navigere inn i urinrøret og passere kurver og bøyninger
- Gripehåndtaket brukes til å føre inn kateteret på en hygienisk og kontrollert måte. Det er designet for å gi et sikkert grep om kateteret, samtidig som den belagte overflaten holder seg glatt



SpeediCath® Flex og SpeediCath® Flex Pocket

Et mykt kateter med tørr innføringshylse og fleksibel tupp.

SpeediCath Flex er et hygienisk kateter ved selvkateterisering. Kateteret har en fleksibel tupp for enklere innføring.

Fordelene med SpeediCath Flex:

- Den fleksible katetertuppen gjør det enkelt å navigere inn i urinrøret og å passere kurver og bøyninger
- Gripehåndtaket gir bedre kontroll og det kan tas pauser underveis ved innføring av kateteret
- Tørr innføringshylse for ren og hygienisk kateterisering
- Etter bruk kan gripehåndtakene skrus sammen igjen, og rester av urin blokkeres inne i kateterhylsen. Produktet kan legges tilbake i pakningen og kastes i restavfall
- Kateteret kommer i to forskjellige pakninger
- SpeediCath Flex Pocket har de samme fordelene som SpeediCath Flex og er i lommestørrelse



SpeediCath® Flex Set

Et mykt kateter med tørr innføringshylse og fleksibel tupp.

SpeediCath Flex Set er et skånsomt og hygienisk kateter med en integrert urinpose. Kateteret har en fleksibel tupp for enklere innføring.

Fordelene med SpeediCath Flex Set:

- Integrert håndtak og måleskala
- Gripehåndtaket gir bedre kontroll og det kan tas pauser underveis ved innføring av kateteret
- Tørr innføringshylse for ren og hygienisk kateterisering
- Den integrerte urinposen er enkel å åpne og tømme
- Stiplet rivelinje for tømming
- Etter tømming legges kateteret tilbake i den diskrete pakningen og kastes i vanlig restavfall





SpeediCath® Compact Eve

“Jeg elsker at SpeediCath Compact Eve ser ut som en maskara i vesken min. Hvis jeg er ute blant folk og den faller ut, tror jeg ikke noen ville skjønne at det er et kateter.”

Sarah – bruker SpeediCath Compact Eve

SpeediCath® Compact Eve

Det første triangelformede kateterdesignet.

SpeediCath Compact Eve er vårt stiligste og mest diskre kateter. Det er praktisk og enkelt i bruk og har et moderne design.

Fordelene med SpeediCath Compact Eve:

- Triangelformet for enkel håndtering og bedre grep ved kateterisering⁸
- Det gir økt livskvalitet for kvinner med behov for selvkateterisering i hverdagen⁴
- Et trinns åpning og sikker lukking
- Opprettholdes sterilt ved kobling til en urinpose
- Kastes i restavfall etter bruk



SpeediCath® Compact

Det mest kompakte kateteret til kvinder.

SpeediCath Compact for kvinder er på størrelse med en lepestift og var en revolusjon innen kateterdesign da det kom på markedet. Med sitt innovative og prisvinnende design har SpeediCath Compact satt standarden for diskresjon og brukervennlighet.

Fordelene med SpeediCath Compact Kvinne:

- Det gir økt livskvalitet for kvinner med behov for selvkateterisering i hverdagen⁴
- Kompakt og diskret design
- Det finnes i to lengder og ulike størrelser, også for barn
- Kastes i restavfall etter bruk



SpeediCath® Compact Set

Den første alt i ett kateter- og urinposeløsningen for kvinner.

Det enkle intuitive og prisvinnende designet til SpeediCath Compact Set, tilbyr brukeren mer fleksibilitet og frihet ved kateterisering. Den kompakte løsningen og det diskrete designet er unikt for settløsninger.

Fordelene med SpeediCath Compact Set:

- Kompakt kateter med en integrert urinpose
- Det gir økt livskvalitet for kvinner med behov for selvkateterisering i hverdagen⁴
- Non-touch teknikk^{5,6,7}
- Enkelt å lukke og kvitte seg med etter bruk
- Kastes i restavfall etter bruk





SpeediCath® Standard

Et velprøvd og pålitelig standard kateter for kvinne og mann.

SpeediCath Standard var det første hydrofile kateteret som ble levert klart til bruk. Det har vært på markedet i mer enn 25 år.

Fordelene med SpeediCath Standard:

- Tilgjengelig i alle størrelser inklusive barn
- Finnes i både nelaton og tiemann
- Det er enkelt å åpne, selv for personer med nedsatt håndfunksjon
- Pakningen har en klebefunksjon som gjør at kateteret holder seg på plass under forberedelse
- Fleksibel avrundet tupp som gjør det enklere å navigere inn i urinrøret og passere kurver og bøyninger
- Gripehåndtaket brukes til å føre inn kateteret på en hygienisk og kontrollert måte. Det er designet for å gi et sikkert grep om kateteret, samtidig som den belagte overflaten holder seg glatt



References:

1. M. Raff1, Y. Yan, R. Vaabengaard, 2025
2. Barbosa et al. 2012
3. SCCM Evaluation (n=482), November 2016, Data on file
4. Chartier- Kastler E. et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7
5. Vahr S et al. European Association of Urology Nurse 2013
6. Chartier- Kastler E. Spinalcord 2011, 49(7), 844-850
7. Bagi P et al. Urol Int 2011; 86:179-184
8. SCCE Evaluation (n=161), September 2015, Data on file

Produktoversikt

SpeediCath® Compact Mann

Produktnr. Coloplast	Artikkelnr. Farmalogg	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
◦ 286920	937432	SpeediCath Compact ch 12, 30 cm	30

SpeediCath® Compact Kvinne

Produktnr. Coloplast	Artikkelnr. Farmalogg	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
SpeediCath Compact Eve			
• 281100	837150	SpeediCath Compact Eve ch 10, 8 cm	30
◦ 281120	888747	SpeediCath Compact Eve ch 12, 8 cm	30
• 281140	909420	SpeediCath Compact Eve ch 14, 8 cm	30
SpeediCath Compact			
• 285760	903191	SpeediCath Compact ch 06, 7 cm	30
• 285780	901815	SpeediCath Compact ch 08, 7 cm	30
• 285800	845118	SpeediCath Compact ch 10, 7 cm	30
◦ 285820	878988	SpeediCath Compact ch 12, 7 cm	30
• 285840	803895	SpeediCath Compact ch 14, 7 cm	30
SpeediCath Compact Plus			
• 288100	903417	SpeediCath Compact Plus ch 10, 9 cm	30
◦ 288120	922588	SpeediCath Compact Plus ch 12, 9 cm	30
• 288140	914480	SpeediCath Compact Plus ch 14, 9 cm	30
SpeediBag™ Compact Urinpose			
• 285920	914438	SpeediBag Compact Urinpose, 700 ml for SpeediCath Compact og SpeediCath Compact Pluss kvinne	30

Produktbeskrivelse: Alle kateter viser effektiv lengde på kateteret.

SpeediCath® Compact Set

Produktnr. Coloplast	Artikkelnr. Farmalogg	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
SpeediCath Compact Set Kvinne			
● 285201	989339	SpeediCath Compact Set ch 10, 9 cm	20
○ 285221	906563	SpeediCath Compact Set ch 12, 9 cm	20
● 285241	988343	SpeediCath Compact Set ch 14, 9 cm	20
SpeediCath Compact Set Mann			
○ 284221	991416	SpeediCath Compact Set ch 12, 30 cm	20

SpeediCath Navi

Produktnr. Coloplast	Artikkelnr. Farmalogg	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
● 290100	935191	SpeediCath Navi ch 10, 33 cm	30
○ 290120	827960	SpeediCath Navi ch 12, 33 cm	30
● 290140	980932	SpeediCath Navi ch 14, 33 cm	30
● 290160	874335	SpeediCath Navi ch 16, 33 cm	30

SpeediCath® Flex Mann

Produktnr. Coloplast	Artikkelnr. Farmalogg	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
● 289200	918976	SpeediCath Flex ch 10, 33 cm	30
○ 289220	975106	SpeediCath Flex ch 12, 33 cm	30
● 289240	896137	SpeediCath Flex ch 14, 33 cm	30
● 289160	820784	SpeediCath Flex ch 16, 33 cm	30
● 289100	834735	SpeediCath Flex Pocket ch 10, 33 cm	30
○ 289120	947843	SpeediCath Flex Pocket ch 12, 33 cm	30
● 289140	840729	SpeediCath Flex Pocket ch 14, 33 cm	30

SpeediCath® Flex Set Mann

Produktnr. Coloplast	Artikkelnr. Farmalogg	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
● 289310	951622	SpeediCath Flex Set ch 10, 33 cm	30
○ 289320	819103	SpeediCath Flex Set ch 12, 33 cm	30
● 289340	987127	SpeediCath Flex Set ch 14, 33 cm	30
● 289360	836405	SpeediCath Flex Set ch 16, 33 cm	30

SpeediCath® Standard

Produktnr. Coloplast	Artikkelnr. Farmalogg	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
Menn			
• 274080	851659	SpeediCath nelaton ch 08, 35 cm	30
• 274100	864703	SpeediCath nelaton ch 10, 35 cm	30
○ 274120	845427	SpeediCath nelaton ch 12, 35 cm	30
• 274140	879265	SpeediCath nelaton ch 14, 35 cm	30
• 274160	804135	SpeediCath nelaton ch 16, 35 cm	30
• 274180	908138	SpeediCath nelaton ch 18, 35 cm	30
• 274900	931503	SpeediCath tiemann ch 10, 35 cm	30
○ 274920	954269	SpeediCath tiemann ch 12, 35 cm	30
• 274940	818190	SpeediCath tiemann ch 14, 35 cm	30
• 274960	947381	SpeediCath tiemann ch 16, 35 cm	30
Kvinner			
• 275080	868542	SpeediCath ch 08, 16 cm	30
• 275100	839905	SpeediCath ch 10, 16 cm	30
○ 275120	906474	SpeediCath ch 12, 16 cm	30
• 275140	876152	SpeediCath ch 14, 16 cm	30
• 275160	953202	SpeediCath ch 16, 16 cm	30
Ungdom			
• 276080	904142	SpeediCath ch 08, 26 cm	30
• 276100	923075	SpeediCath ch 10, 26 cm	30
○ 276120	900786	SpeediCath ch 12, 26 cm	30
Barn			
• 277060	915167	SpeediCath ch 06, 16 cm	30
• 277080	937594	SpeediCath ch 08, 16 cm	30
• 277100	817316	SpeediCath ch 10, 16 cm	30

Reseptforskriving

Alle SpeediCath kateter dekkes på blå resept. Blåresepten fornyes hvert år og brukeren kan kjøpe utstyr for inntil tre måneder om gangen. Egenandelen er lovbestemt av Helfo.

Refusjonsliste inkontinens	Refusjonskode
Forbruksmateriell inkontinens	501
Forbruksmateriell urinretensjon	502
Tappekateter med pose	5020105



SpeediCath tappekatheter

– Bra for deg og miljøet

Alle våre SpeediCath katetre er utviklet for å passe brukernes behov. Det er svært viktig å følge rutinene for tømning av blæren etter de rådene du har fått av helsepersonell. Da unngår du infeksjoner og holder deg frisk, som igjen forbedrer din livskvalitet. SpeediCath er utviklet for å passe inn i alle anledninger. De er helt klare til bruk når du åpner pakningen og diskre å bruke og kvitte seg med.



Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Vi samarbeider tett med brukere av våre produkter og utvikler løsninger tilpasset deres behov. Vi kaller dette intimsykepleie.

Våre forretningsområder inkluderer stomi, urologi og kontinens, hud- og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt selskap med over 18 000 ansatte.