


*SenSura<sup>®</sup> Mio Concave*



En **KONKAV** hudplate  
som omfavner ditt brokk

# SenSura<sup>®</sup> Mio

Tilpasser seg kroppen,  
uansett **kroppsf**orm



Alle kropper er unike og vårt mål er å tilby stomiprodukter som tilpasser seg alle kropper, uansett kroppsf

SenSura Mio hudplater er elastiske uten at det går på kompromiss med sikkerheten. Sortimentet får du både som 1-dels og 2-dels system, med

Click- og Flex kobling. Posene fås som lukket og tømbar pose, samt urostomipose.

SenSura Mio flate hudplater passer for de som har et relativt flatt område rundt stomien. SenSura Mio Convex passer for kroppsf



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 2020-10

Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark

CRM: 440N00334. PM-13112.



Coloplast Norge AS  
Postboks 162 Manglerud

0612 Oslo

Telefon 22 57 50 00

www.coloplast.no

Følg oss på Facebook

# SenSura® Mio Concave

*Spesialdesignet for brokk og fylldige områder*

En flat plate vil ikke sitte tett og jevnt over en kurvet eller rund kroppsfasong. Den vil kunne folde eller rynke seg, og føre til lekkasjeprosblematikk. Derfor har Coloplast utviklet en hudplate for å møte utfordringene til de med brokk og fylldige områder rundt stomien. Kent var en av de første som prøvde SenSura® Mio Concave i Norge. Han har brokk og hadde utfordringer med å tilpasse en flat hudplate.



“SenSura Mio Concave fester seg godt rundt brokket. Nå føler jeg meg trygg på at stomiutstyret sitter godt på hele tiden”

- Kent, stomioperert



**SenSura® Mio Concave**

# Kurvet for å passe fylldige områder



## Færre folder og kanaler

Hudplaten er stjerneformet for å oppnå tettere kontakt med huden. Dette hindrer folder og kanaler der lekkasjer kan oppstå.



## Unikt prefilter

Et filter som varer lenger og som reduserer oppblåst pose med opptil 61% for de med ileostomi og 52% for de med colostomi.\*

\*Coloplast klinisk studie 2010




## Kurvet form

En kurvet hudplate bidrar til bedre kroppstilpasning og gjør påføringen enklere.



## Støtte til stomien

En innebygget stabilitetsring gir støtte til stomien og stabiliserer hudplaten indre kjerne.



## Sitter trygt

Festesoner ytterst og i kjernen av kleber øker elastisiteten. Hudplaten sitter godt og følger kroppens bevegelser.

## Sett på, fest og flip

SenSura® Mio Concave er kurvet for å gjøre påføringen enklere. Når hudplaten er godt festet inntil stomien, brettes kleberarmene inn mot huden og strykes godt på for et sikkert feste.

Stjerneformen sørger for at det ikke oppstår folder og kanaler, eller at hudplaten rynker seg. Dermed øker kontaktflaten til huden og risikoen for lekkasje reduseres.



## SenSura® Mio Concave 1-dels lukket

### Colostomiposer



| Hullstørrelse                | Mini   | Midi   | Maxi   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Nøytral grå med vindu</b> |        |        |        |
| Oppklippbar 10-40 mm         | 181000 | 181010 | 181020 |
| Oppklippbar 10-50 mm         |        | 181100 | 181200 |
| Oppklippbar 25-50 mm         |        | 181110 | 181210 |
| Oppklippbar 30-50 mm         |        | 181120 | 181220 |
| Oppklippbar 35-50 mm         |        | 181130 | 181230 |
| Oppklippbar 10-60 mm         |        |        | 181300 |
| Oppklippbar 40-60 mm         |        |        | 181310 |
| Oppklippbar 45-60 mm         |        |        | 181320 |
| <b>Klar</b>                  |        |        |        |
| Oppklippbar 10-60 mm         |        |        | 181350 |

## SenSura® Mio Concave 1-dels tømbar

### Ileostomiposer



| Hullstørrelse                 | Mini   | Midi   | Maxi   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Nøytral grå med vindu</b>  |        |        |        |
| Oppklippbar 10-40 mm          | 182000 | 182010 | 182020 |
| Oppklippbar 10-50 mm          |        | 182100 | 182200 |
| Oppklippbar 25-50 mm          |        | 182120 | 182210 |
| Oppklippbar 30-50 mm          |        | 182130 | 182220 |
| Oppklippbar 35-50 mm          |        | 182140 | 182230 |
| Oppklippbar 10-60 mm          |        |        | 182300 |
| Oppklippbar 40-60 mm          |        |        | 182310 |
| <b>Nøytral grå uten vindu</b> |        |        |        |
| Oppklippbar 10-40 mm          |        |        | 182030 |
| Oppklippbar 10-50 mm          |        |        | 182240 |
| Oppklippbar 10-60 mm          |        |        | 182320 |
| <b>Klar</b>                   |        |        |        |
| Oppklippbar 10-60 mm          |        |        | 182350 |

## SenSura® Mio Concave 1-dels

### Urostomiposer



| Hullstørrelse                | Mini | Midi   | Maxi   |
|------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Nøytral grå med vindu</b> |      |        |        |
| Oppklippbar 10-40 mm         |      | 184000 | 184010 |
| Oppklippbar 20-40 mm         |      |        | 184020 |
| Oppklippbar 25-40 mm         |      |        | 184030 |
| Oppklippbar 30-40 mm         |      |        | 184040 |
| <b>Klar</b>                  |      |        |        |
| Oppklippbar 10-40 mm         |      |        | 184050 |

## SenSura® Mio Concave

### Click hudplate



| Hullstørrelse        | Ringstørrelse |        |        |        |
|----------------------|---------------|--------|--------|--------|
| Med belteører        | 40 mm         | 50 mm  | 60 mm  | 70 mm  |
| Oppklippbar 10-35 mm | 185000        |        |        |        |
| Oppklippbar 20-35 mm | 185010        |        |        |        |
| Oppklippbar 10-45 mm |               | 185100 |        |        |
| Oppklippbar 25-45 mm |               | 185110 |        |        |
| Oppklippbar 30-45 mm |               | 185120 |        |        |
| Oppklippbar 35-45 mm |               | 185130 |        |        |
| Oppklippbar 10-55 mm |               |        | 185200 |        |
| Oppklippbar 30-55 mm |               |        | 185210 |        |
| Oppklippbar 35-55 mm |               |        | 185220 |        |
| Oppklippbar 40-55 mm |               |        | 185230 |        |
| Oppklippbar 45-55 mm |               |        | 185240 |        |
| Oppklippbar 10-65 mm |               |        |        | 185300 |
| Oppklippbar 45-65 mm |               |        |        | 185310 |
| Oppklippbar 50-65 mm |               |        |        | 185320 |

# Deg & Stomiliv



## Hjelp til bedre hverdager med stomi

Hverdagen etter en stomioperasjon kan føre med seg mange spørsmål. Derfor har vi utviklet Coloplast Assistanse – et gratis tilbud til deg som er stomioperert, eller deg som vurderer det.

Her får du råd og veiledning i å etablere gode rutiner for stomistell, samt tips om hvilke produkter som passer din kroppsprofil. I tillegg får du nyttig informasjon og tips om livsstil, trening og kosthold.

Du kan også få personlig hjelp og veiledning i telefonsamtale med en av våre høyt kvalifiserte sykepleiere.

**Les mer på [coloplastassistanse.no](https://coloplastassistanse.no)**



Coloplast Norge AS  
Postboks 162 Manglerud  
0612 Oslo  
Telefon 22 57 50 00  
[www.coloplast.no](https://www.coloplast.no)

**22 57 50 20**

Kundeservice og  
produktveiledning

