

A photograph of an older man with grey hair and glasses, wearing a white long-sleeved shirt with teal sleeves and dark trousers. He is sitting on a dark metal bench outdoors. In the background, there is a medical device with two gauges and red tubing, mounted on a stand. A small white dog is sitting on the ground in front of him. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

NY
High Output
stomiposer

SenSura® Mio – trygghet og komfort fra dag én

Det finnes en SenSura Mio til alle kropper

SenSura® Mio

Stomiutstyr fra dag én

Introduksjonen av nye High Output stomiposer utvider SenSura® Mio sortimentet til å omfatte pasientens behov fra dag én. SenSura Mio sortimentet gir en sikker og komfortabel kroppstilpasning.

Ukjent med SenSura Mio?

Det er tre grunner til at SenSura Mio stomiutstyr gir pasienten trygghet til å gjøre mer:

En unik elastisk hudplate




Følger kroppsbevegelsene når kroppen bøyes og strekkes. Hudplaten fester raskt og sitter godt, samtidig som den absorberer fuktighet og takler mer aggressivt output.

Diskré materiale



Det myke tekstilmaterialet gjør at posen ser mer ut som et plagg man har på seg enn medisinsk utstyr. Den nøytrale grå fargen er nøyte forsket frem for å gjøre posen så diskre som mulig, selv under hvite klær.

Et filter pasientene dine kan stole på



Hver stomipose har et spesialutviklet sirkelfilter som gir bedre beskyttelse mot tilstopping. Det har vist å redusere tilfeller av ballooning med 61%¹.



Pasienter kan nå bruke et SenSura Mio produkt rett etter operasjonen, det gjør at de slipper å lære et nytt sortiment senere.



Enklere opplæring

Med Sensura® Mio High Output betyr det at pasientene kun trenger å lære seg ett sortiment, noe som gir mer tid og energi til andre endringer i livet. Det at et sortiment dekker pasientens behov fra sykehus til hjemmesituasjon vil også spare deg for tid når det gjelder opplæring.

High Output sortimentet

1-dels High Output

– med SenSura Mio flat hudplate

Nøytral grå



Klar med desilitermål



2-dels High Output

– med Click-kobling og to forskjellige posestørrelser

Nøytral grå



Klar med desilitermål



Fire nye unike *produktegenskaper*



Mykt eller hardt?

Velg mellom to utløp.




Hvilken nattpose?

To utløp gjør at både Coloplast og andre leverandørers nattposer kan kobles til.



Måle output?

De transparente posene har ferdigtrykte desilitermål.



Ekstra stor plate?

1 delt flat plate kommer også i hele 100mm.

A full-page photograph of an older man with grey hair and glasses, wearing a bright blue V-neck sweater over a collared shirt and dark trousers. He is walking a small, fluffy white and tan dog on a red leash along a gravel path in a park. A circular inset on his back shows the SenSura Mio device, a circular sensor with a central orange light. In the top right corner, a blue circle contains the text '86%' and 'sier SenSura® Mio passer til kroppsformen²'. In the bottom right, there is a paragraph of text and a small footnote.

86%

sier SenSura® Mio
passer til
kroppsformen²

Fokuset på kroppstilpasning i hele SenSura Mio sortimentet gir brukere en følelse av trygghet. Dette er spesielt viktig i tidlig postoperativ fase, da pasientene har mye å håndtere på dette tidspunktet.

2. Product Evaluation 2014

SenSura Mio 1-dels High Output

Posestørrelse	Varenr.	Helfonr.	Hullstørrelse	Volum (ml)
Nøytral grå med vindu				
1-dels High Output	18660	844154	Oppklippbar 10-70mm	630
1-dels High Output	18661	978686	Oppklippbar 10-100mm	725
Klar med desilitermål				
1-dels High Output	18665	844524	Oppklippbar 10-70mm	630
1-dels High Output	18666	997162	Oppklippbar 10-100mm	725

SenSura Mio Click High Output

Posetype	Varenr.	Helfonr.	Ringstørrelse	Volum (ml)
Nøytral grå med vindu				
Click High Output	18600	897937	40mm	1160
Click High Output	18601	883594	50mm	1120
Click High Output	18602	823479	60mm	1080
Click High Output	18603	849761	70mm	1040
Click High Output mini	18620	812138	40mm	650
Click High Output mini	18621	802273	50mm	581
Click High Output mini	18622	838233	60mm	546
Nøytral grå med vindu og mykt utløp				
Click High Output	18630	992211	50mm	1120
Click High Output	18631	873637	60mm	1080
Click High Output	18632	858984	70mm	1040
Klar med desilitermål				
Click High Output	18610	923457	40mm	1160
Click High Output	18611	857178	50mm	1120
Click High Output	18612	974822	60mm	1080
Click High Output	18613	825341	70mm	1040
Klar med desilitermål og mykt utløp				
Click High Output	18640	977552	50mm	1120
Click High Output	18641	854252	60mm	1080
Click High Output	18642	919584	70mm	1040

SenSura® Mio Click - Flate hudplater med ringkobling - Elastisk kleber

Posetype	Varenr.	Helfonr.	Hullstørrelse
Med belteører			
40mm	105020	885697	10-35mm
50mm	105120	930877	10-45mm
60mm	105220	823667	10-55mm
70mm	105310	825374	10-65mm
Uten belteører			
40mm	105010	802177	10-35mm
50mm	105110	934185	10-45mm
60mm	105210	981664	10-55mm