


*SenSura<sup>®</sup> Mio*



## Utvikling siden 1957



I over 60 år har Coloplast utviklet produkter og tjenester som gjør hverdagen enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Vi kaller dette intimsykepleie. Vi er et internasjonalt selskap med mer enn 14 000 ansatte på verdensbasis. Vi samarbeider tett med brukere av våre produkter og med helsepersonell. Deres tilbakemeldinger er viktige for oss og de bidrar til løsninger og

produkter tilpasset deres behov. For å utvikle stomiprodukter som tilpasser seg alle kropper uansett kroppsform, er det viktig å huske at alle kropper er unike og forskjellige. Alle SenSura<sup>®</sup> Mio hudplattene er elastiske. Det finnes flere ulike hudplater og systemer, vårt mål er at du skal finne den som passer din kropp best.



## Referanser

- 1,3 og 4: Coloplast, Market research, OLS 2016\_G-COF presentation, Data on file PM-05068
- 2: Coloplast, Market research, OLS 2016\_ECET Oral Presentation\_Data on file PM-05164
- 5: Coloplast Market study, Ostomy Life Study 2016, data on file PM-05235
- 7: Coloplast, Laboratory Report, Stretchability of SenSura Mio (VV-0197750)
- 8: Coloplast, Product Evaluation, SenSura Mio Convex, 2015 (VV-0197318)
- 9: Vs. standard of care. Walker et al. Raising the bar: new flexible convex ostomy appliance – a randomized controlled trial. WCET supplement 2016
- 10: Coloplast, Verification Report, Bendability of convex shells and baseplates, 2017 (VV-0054174)
- 11 og 13: Coloplast, marked research, Ostomy Life Study Review, 2016
- 12: Coloplast, Product Evaluation, SenSura Mio Concave product evaluation, 2017, data on file, PM-05104 n 84
- 14: Coloplast, Utprøving og evaluering av SenSura Mio Convex Flip, 117 deltagere, 2018
- 15: Coloplast, Clinical Study, 2010 (VV-0009690)
- 16: Coloplast, Product Evaluation, SenSura Mio, 2016 (VV-0197319) PM-03498
- 17: Simulated use, Coloplast Data-On-File (09/2023), n=30
- 18: Coloplast, Data-on-File (09/2023), NCT05652010, n=39

# Tre ulike kroppssprofiler

For å utvikle stomiutstyr som passer forskjellige kropper må man forstå kroppens unike utfordringer. Som et hjelpemiddel for å utvikle produkter, samt for å finne riktig stomiutstyr, deler vi inn i tre kroppssprofiler.<sup>1</sup>



## Flat profil

Hos de med flat kroppssprofil er området rundt stomien mer eller mindre på samme nivå som resten av magen.

## Innover profil

Hos de med en innover profil har området rundt stomien sunket inn i magen og laget en grop. Stomien kan også ligge under hudnivå.

## Utover profil

Hos de med brokk eller en utover profil, står området rundt stomien ut fra magen og lager en topp.

**“Jeg har hatt stomi siden jeg var 15 år.”**

Keagan, USA

## Andre utfordringer for å finne riktig stomiutstyr kan være:



Kroppen kan forandre seg etter operasjon



Livsstilsendringer



Kroppen og stomiens posisjon endrer seg ved bevegelse




Arr, folder og buler rundt stomien



# Lekkasje er fortsatt den største bekymringen for mennesker med stomi<sup>2</sup>

Erfaringer med lekkasjeprosblematikk<sup>2</sup>



Coloplast har som mål å hjelpe mennesker med stomi til å leve et aktivt liv uten unødvendige bekymringer. Har man opplevd lekkasje en gang, er dette en bekymring som er vanskelig å kvitte seg med. Målet om å redusere forekomsten av lekkasje og ha trygge forbrukere er vår førsteprioritet når vi utvikler nye produkter.

80%

sier de har opplevd lekkasje<sup>3</sup>

A photograph of two women outdoors, smiling. The woman on the right is older, with short blonde hair, wearing a white cycling jersey with green accents and a black and white checkered sleeve. The woman on the left is younger, with blonde hair in a ponytail, wearing a blue and yellow cycling jersey. They are both smiling and looking towards the right. The background is a blurred green landscape.

“Stomien er ikke lenger  
en hindring for meg.”

Margit, har colostomi

93%

bekymrer seg for lekkasje<sup>4</sup>

## Elastiske hudplater til hver kroppsprofil



### **SenSura® Mio**

Flate hudplater passer for de med en flat kroppsprofil, der området rundt stomien er på omtrent samme nivå som resten av magen.



### **SenSura® Mio Convex**

Konvekse hudplater passer kroppsprofiler som går innover, der området rundt stomien har sunket inn, eller der stomien ligger i eller under hudnivå.



### **SenSura® Mio Concave**

Hudplater som er kurvet og stjerneformet. Spesialutviklet for brokk, buler og kroppsprofiler som går utover.



“Hver stomihistorie har potensiale til  
å bli en positiv historie. Det handler  
om å finne riktig produkt.”

Neil, bruker SenSura Mio Convex.



## Flat hudplate for trygt og sikkert feste

30 % av de med flat kroppsprofil sier de begrenser fysisk aktivitet fordi de bekymrer seg for lekkasje.<sup>5</sup> SenSura<sup>®</sup> Mio hudplate er utviklet for å holde seg sikkert festet ved kroppens bevegelser og for å passe en aktiv livsstil. Nøkkelen ligger i den elastiske hudplaten som føyer seg etter individuelle kroppsformer og hudfolder. Den følger kroppens bevegelser når man bøyer og strekker seg, samtidig som den holder seg sikkert festet til huden.

**2X** dobbelt så elastisk og  
fleksibel sammenlignet med  
en tradisjonell hudplate<sup>7</sup>

---





## Hva er BodyFit Technology?

BodyFit Technology® er en elastisk hudplate-teknologi utviklet eksklusivt for SenSura® Mio-serien. Den er designet for å gi **sikker hudkontakt** og **fleksibel tilpasning** til kroppens bevegelser – enten man bøyer seg, strekker seg eller er i aktivitet



**“SenSura Mio har vært fantastisk for meg, den gir meg mye trygghet”.**

Martyn



# Konveks hudplate for stomier som trenger ekstra støtte

SenSura® Mio Convex hudplate har integrerte flexlinjer som sørger for at den er fleksibel rundt stomien, men fortsatt gir støtte inntil stomien. Hudplaten skyver stomien frem og reduserer forekomsten av lekkasje hos de

med en kroppsprofil som går innover.<sup>8</sup> Flexlinjene bidrar til at hudplaten er fleksibel og følger kroppen når den bøyer og beveger seg, uten å gå på kompromiss med stabilitet og sikkerhet.



Illustrasjon av flexlinjer



**Soft**  
6 mm



**Light**  
6 mm



**Deep**  
9 mm

Tre ulike dybder konveksitet og støtte

**“SenSura Mio  
Convex er så  
fleksibel!  
Hudplaten  
tilpasser seg  
kroppen min”.**

Brittany, bruker  
SenSura Mio  
Convex




**83%**

sier SenSura Mio Convex  
gir en følelse av trygghet<sup>9</sup>

*SenSura<sup>®</sup> Mio Concave*

## SenSura Mio Concave – hudplaten som omfavner kroppen



En flat hudplate passer ikke på kurvede områder, da vil det lett skapes kanaler og folder.

### Fordeler for brukeren:

**Optimal kroppstilpasning:**  
Den kurvede stjerneformen «klemmer» kroppen og gir jevn kontakt med huden.

**Sikkerhet ved bevegelse:**  
Elastiske festesoner og stabilitetsring gir støtte og følger kroppens bevegelser.

**“Det jeg liker best med  
SenSura Mio Concave er at  
jeg ikke trenger å bekymre  
meg for lekkasje eller  
komfort, og at den er enkel  
å sette på og skifte.”**

Mesha, bruker SenSura Mio Concave



**SenSura<sup>®</sup> Mio**

# SenSura Mio reduserer ballooning signifikant og minimerer risikoen for lukt



## Mindre ballooning

61 % reduksjon av ballooning.\*  
Inntil 82% lengre tid før  
ballooning oppstår.\*\*



## Luktkontroll

SenSura Mio sirkelfilter minimerer risikoen for  
at lukt unnslipper posen.

Reduserer oppblåst  
pose med inntil<sup>15</sup>

**61%**

**71%**  
er fornøyd  
med filteret<sup>16</sup>





## SenSura<sup>®</sup> Mio



○ **Posen minimerer lukt**  
– unikt sirkelfilter med dokumentert forlenget brukstid.

||  
||  
○ **Posen lager minimalt**  
med lyd – lite knitrelyder  
eller lyd fra innhold som  
beveger seg i posen.

○ **Posen er mindre synlig**  
– nå også under  
mørke klær.



# Valgfrihet uten kompromiss

SenSura® Mio posen er laget i tekstilmateriale. Den kjennes myk mot huden og er behagelig å ha på kroppen. Posen skal se og kjennes ut som et plagg man har på seg, mer enn et medisinsk utstyr. SenSura Mio finnes nå i både nøytral grå farge og i svart.

## Flex – kleberkobling

### Skånsom, sikker og fleksibel



#### Skånsom påsetting

Flex-koblingen er enkel å bruke. Den integrerte festeplaten gjør at posen og hudplaten kan presses sammen med minimalt trykk på magen.



#### Sikkerhet mot lekkasje

En sikkerhetskanal i den selvklebende kleberkoblingen er utformet for å forhindre lekkasje, og holder posen godt festet til hudplaten for å minimere lekkasje, slik at brukeren føler seg trygg.



#### Fleksibel og diskret

Kleberkoblingen er fleksibel og komfortabel, og fordi den er flat og har en lav profil under klærne, er den også diskret.



# Mio kobling



## Click – ringkobling med lås Intuitiv, sikker og betryggende

### Intuitiv påsetting

Med den skånsomme påføringsmetoden er det enkelt og intuitivt<sup>17</sup> å feste og justere på posen.



### Tett mot lekkasjer

En ring som er enkel å låse, gir en sikker, lekkasjetett lukking og en følelse av trygghet<sup>2</sup>.



### Et betryggende klikk

Når låseringen lukkes, gir et hørbart klikk pasienten trygghet i at posen er lukket korrekt.<sup>18</sup>



# SenSura<sup>®</sup>Mio sortimentet

| Kroppprofil  |  <p>Flat</p>                                           |  <p>Innover</p>                                                |  <p>Utover</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-dels       | <p>SenSura Mio</p>  <p>Lukket      Tømbar      Uro</p> | <p>SenSura Mio Convex</p>  <p>Lukket      Tømbar      Uro</p> | <p>SenSura Mio Concave</p>  <p>Lukket      Tømbar      Uro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2-dels Click |  <p>Lukket      Tømbar      Uro</p>                   |  <p>Lukket      Tømbar      Uro</p>                          |  <p>Lukket      Tømbar      Uro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2-dels Flex  |  <p>Lukket      Tømbar      Uro</p>                  |  <p>Lukket      Tømbar      Uro</p>                         | <div>  Soft          Light          Deep       </div> <div>  </div> |



**SenSura<sup>®</sup> Mio**  
**1-dels**

# SenSura<sup>®</sup> Mio

## 1-dels lukket pose

Colostomipose med elastisk hudplate

| Posetype              | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|-----------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu |         |          |               |            |
| Mini                  | 106700  | 824850   | 15-45mm       | 120        |
| Midi                  | 106710  | 802270   | 15-45mm       | 420        |
|                       | 106720  | 814842   | 25-45mm       | 420        |
|                       | 106730  | 846342   | 30-45mm       | 420        |
|                       | 106740  | 934154   | 35-45mm       | 420        |
| Maxi                  | 106810  | 961920   | 15-45mm       | 510        |
|                       | 106850  | 904732   | 40-55mm       | 510        |
|                       | 106830  | 943734   | 30-45mm       | 510        |
|                       | 106840  | 809183   | 35-45mm       | 510        |
| XL                    | 183700  | 809710   | 10-70mm       | 582        |
| XXL                   | 183720  | 900806   | 10-100mm      | 824        |
| Klar                  |         |          |               |            |
| Maxi                  | 106910  | 874889   | 15-55mm       | 510        |
| Svart med vindu       |         |          |               |            |
| Mini                  | 197200  | 895127   | 15-45mm       | 120        |
| Midi                  | 197210  | 958748   | 15-45mm       | 420        |
| Maxi                  | 197220  | 981773   | 15-45mm       | 510        |
|                       | 197230  | 829753   | 30-45mm       | 510        |
|                       | 197240  | 992534   | 35-45mm       | 510        |
|                       | 197250  | 996758   | 40-55mm       | 510        |



## 1-dels urostomipose

Urostomi flerkammerpose med elastisk hudplate

| Posetype               | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå uten vindu |         |          |               |            |
| Midi                   | 105810  | 981038   | 10-45mm       | 340        |
| Maxi                   | 105820  | 964276   | 10-45mm       | 440        |
|                        | 105830  | 904848   | 20-45mm       | 440        |
|                        | 105840  | 928533   | 25-45mm       | 440        |
|                        | 105850  | 883237   | 30-45mm       | 440        |
| Klar                   |         |          |               |            |
| Maxi                   | 105860  | 891439   | 10-45mm       | 440        |



1-dels tømbar pose

Ileostomipose med elastisk hudplate

| Posetype               | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu  |         |          |               |            |
| Mini                   | 104010  | 911892   | 10-45mm       | 110        |
| Midi                   | 104110  | 970150   | 10-45mm       | 360        |
|                        | 104120  | 802068   | 25-45mm       | 360        |
|                        | 104130  | 812814   | 30-45mm       | 360        |
|                        | 104140  | 870470   | 35-45mm       | 360        |
| Maxi                   | 104210  | 822178   | 10-55mm       | 470        |
|                        | 104220  | 917749   | 30-45mm       | 470        |
|                        | 104230  | 990894   | 35-45mm       | 470        |
|                        | 104240  | 928123   | 40-45mm       | 470        |
| XL                     | 183750  | 942538   | 10-70mm       | 528        |
| XXL                    | 183770  | 942399   | 10-100mm      | 792        |
| Nøytral grå uten vindu |         |          |               |            |
| Mini                   | 104060  | 962728   | 10-45mm       | 110        |
| Midi                   | 104160  | 972431   | 10-45mm       | 360        |
| Maxi                   | 104260  | 827421   | 10-55mm       | 470        |
| Klar                   |         |          |               |            |
| Maxi                   | 104280  | 884299   | 10-55mm       | 470        |
| Svart med vindu        |         |          |               |            |
| Mini                   | 18770   | 940745   | 10-45mm       | 110        |
| Midi                   | 18771   | 924835   | 10-45mm       | 360        |
| Maxi                   | 18772   | 940245   | 10-55mm       | 470        |
|                        | 18773   | 854244   | 30-45mm       | 470        |
|                        | 18774   | 831673   | 35-45mm       | 470        |
|                        | 18775   | 848211   | 40-45mm       | 470        |



# SenSura<sup>®</sup> Mio Convex

1-dels lukket pose

Colostomipose med konveks hudplate

Sensura<sup>®</sup> Mio Convex Soft

| Posetype              | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|-----------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu |         |          |               |            |
| Midi                  | 165010  | 896085   | 15-33mm       | 390        |
| Maxi                  | 165060  | 822147   | 10-50mm       | 430        |
|                       | 165050  | 891560   | 15-33mm       | 430        |
|                       | 165100  | 949261   | 25-33mm       | 430        |
|                       | 165110  | 814198   | 28-33mm       | 430        |
|                       | 165120  | 865648   | 31-50mm       | 430        |
|                       | 165130  | 928780   | 35-50mm       | 430        |
| Svart med vindu       |         |          |               |            |
| Midi                  | 197070  | 953289   | 15-33mm       | 390        |
| Maxi                  | 197090  | 958830   | 10-50mm       | 430        |
|                       | 197080  | 862337   | 15-33mm       | 430        |
|                       | 197100  | 800708   | 25-33mm       | 430        |
|                       | 197110  | 890788   | 28-33mm       | 430        |
|                       | 197120  | 952354   | 31-50mm       | 430        |
|                       | 197130  | 857810   | 35-50mm       | 430        |



Sensura® Mio Convex Light

| Posetype              | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|-----------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu |         |          |               |            |
| Midi                  | 165210  | 802067   | 10-23mm       | 390        |
|                       | 165220  | 861238   | 15-33mm       | 390        |
|                       | 165230  | 829186   | 31-43mm       | 390        |
| Maxi                  | 165320  | 892373   | 10-43mm       | 430        |
|                       | 165250  | 823317   | 10-23mm       | 430        |
|                       | 165260  | 946347   | 15-33mm       | 430        |
|                       | 165300  | 989253   | 25-33mm       | 430        |
|                       | 165310  | 896511   | 28-33mm       | 430        |
|                       | 165270  | 900045   | 31-43mm       | 430        |
|                       | 165330  | 866302   | 35-43mm       | 430        |
|                       | 165340  | 912260   | 38-43mm       | 430        |
| Svart med vindu       |         |          |               |            |
| Midi                  | 195810  | 899644   | 10-23mm       | 390        |
|                       | 195820  | 825322   | 15-33mm       | 390        |
| Maxi                  | 195830  | 861903   | 10-23mm       | 430        |
|                       | 195840  | 861754   | 15-33mm       | 430        |
|                       | 195880  | 865475   | 10-43mm       | 430        |
|                       | 195860  | 841399   | 25-33mm       | 430        |
|                       | 195870  | 904809   | 28-33mm       | 430        |
|                       | 195850  | 840825   | 31-43mm       | 430        |
|                       | 195890  | 957666   | 35-43mm       | 430        |
|                       | 195900  | 929536   | 38-43mm       | 430        |



Sensura® Mio Convex Deep

| Posetype              | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|-----------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu |         |          |               |            |
| Midi                  | 165410  | 958807   | 10-23mm       | 390        |
|                       | 165420  | 878401   | 15-33mm       | 390        |
|                       | 165430  | 957510   | 31-43mm       | 390        |
| Maxi                  | 165520  | 858527   | 10-43mm       | 430        |
|                       | 165460  | 863544   | 15-33mm       | 430        |
|                       | 165500  | 951495   | 25-33mm       | 430        |
|                       | 165510  | 998446   | 28-33mm       | 430        |
|                       | 165470  | 989697   | 31-43mm       | 430        |
|                       | 165530  | 915756   | 35-43mm       | 430        |
|                       | 165540  | 819288   | 38-43mm       | 430        |
| Svart med vindu       |         |          |               |            |
| Midi                  | 195610  | 877000   | 10-23mm       | 390        |
|                       | 195620  | 880372   | 15-33mm       | 390        |
| Maxi                  | 195640  | 909320   | 15-33mm       | 430        |
|                       | 195680  | 837705   | 10-43mm       | 430        |
|                       | 195660  | 855518   | 25-33mm       | 430        |
|                       | 195670  | 831503   | 28-33mm       | 430        |
|                       | 195650  | 871636   | 31-43mm       | 430        |
|                       | 195690  | 971335   | 35-43mm       | 430        |
|                       | 195700  | 949878   | 38-43mm       | 430        |



# SenSura<sup>®</sup> Mio Convex

1-dels tømbar pose  
Ileostomipose med konveks hudplate

SenSura<sup>®</sup> Mio Convex Soft

| Posetype              | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|-----------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu |         |          |               |            |
| Midi                  | 166010  | 916657   | 15-33mm       | 340        |
| Maxi                  | 166060  | 967586   | 10-50mm       | 490        |
|                       | 166050  | 844970   | 15-33mm       | 490        |
|                       | 166100  | 844546   | 25-33mm       | 490        |
|                       | 166110  | 937906   | 28-33mm       | 490        |
|                       | 166120  | 981459   | 31-50mm       | 490        |
|                       | 166130  | 804847   | 35-50mm       | 490        |
| Svart med vindu       |         |          |               |            |
| Midi                  | 18977   | 962827   | 15-33mm       | 340        |
| Maxi                  | 18978   | 923275   | 15-33mm       | 490        |
|                       | 18979   | 975066   | 10-50mm       | 490        |
|                       | 18980   | 825556   | 25-33mm       | 490        |
|                       | 18981   | 928863   | 28-33mm       | 490        |
|                       | 18982   | 983491   | 31-50mm       | 490        |
|                       | 18983   | 871068   | 35-50mm       | 490        |



Sensura® Mio Convex Light

| Posetype              | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|-----------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu |         |          |               |            |
| Midi                  | 166210  | 825906   | 10-23mm       | 340        |
|                       | 166220  | 928043   | 15-33mm       | 340        |
|                       | 166230  | 862966   | 31-43mm       | 340        |
| Maxi                  | 166330  | 859484   | 10-43mm       | 490        |
|                       | 166250  | 894023   | 10-23mm       | 490        |
|                       | 166260  | 830371   | 15-33mm       | 490        |
|                       | 166300  | 981728   | 21-23mm       | 490        |
|                       | 166310  | 999426   | 25-33mm       | 490        |
|                       | 166320  | 859435   | 28-33mm       | 490        |
|                       | 166270  | 964849   | 31-43mm       | 490        |
|                       | 166340  | 924575   | 35-43mm       | 490        |
| Svart med vindu       |         |          |               |            |
| Midi                  | 18960   | 837869   | 10-23mm       | 340        |
|                       | 18961   | 833370   | 15-33mm       | 340        |
| Maxi                  | 18962   | 915514   | 10-23mm       | 490        |
|                       | 18963   | 967292   | 15-33mm       | 490        |
|                       | 18964   | 905455   | 31-43mm       | 490        |
|                       | 18965   | 916668   | 21-23mm       | 490        |
|                       | 18966   | 917597   | 25-33mm       | 490        |
|                       | 18967   | 994984   | 28-33mm       | 490        |
|                       | 18968   | 845532   | 10-43mm       | 490        |
|                       | 18969   | 881175   | 35-43mm       | 490        |



# SenSura® Mio Convex

## 1-dels tømbar pose

Sensura® Mio Convex Deep

| Posetype              | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|-----------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu |         |          |               |            |
| Midi                  | 166410  | 939343   | 10-23mm       | 340        |
|                       | 166420  | 819619   | 15-33mm       | 340        |
|                       | 166430  | 975496   | 31-43mm       | 340        |
| Maxi                  | 166450  | 935610   | 10-23mm       | 490        |
|                       | 166460  | 820929   | 15-33mm       | 490        |
|                       | 166500  | 998487   | 21-33mm       | 490        |
|                       | 166510  | 852503   | 25-33mm       | 490        |
|                       | 166520  | 945225   | 28-33mm       | 490        |
|                       | 166470  | 881811   | 31-43mm       | 490        |
|                       | 166530  | 940208   | 35-43mm       | 490        |
|                       | 166540  | 985480   | 10-43mm       | 490        |
| Svart med vindu       |         |          |               |            |
| Midi                  | 18940   | 815422   | 10-23mm       | 340        |
|                       | 18941   | 955901   | 15-33mm       | 340        |
| Maxi                  | 18942   | 946738   | 10-23mm       | 490        |
|                       | 18943   | 938139   | 15-33mm       | 490        |
|                       | 18944   | 945715   | 31-43mm       | 490        |
|                       | 18945   | 943536   | 21-23mm       | 490        |
|                       | 18946   | 979408   | 25-33mm       | 490        |
|                       | 18947   | 813294   | 28-33mm       | 490        |
|                       | 18948   | 881900   | 35-43mm       | 490        |
|                       | 18949   | 907464   | 10-43mm       | 490        |



# SenSura® Mio Convex

## 1-dels uro

Urostomi flerkammerpose med konveks hudplate

Sensura® Mio Convex Soft

| Posetype    | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|-------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå |         |          |               |            |
| Midi        | 168010  | 943247   | 10-23mm       | 340        |
| Maxi        | 168050  | 885555   | 10-33mm       | 440        |
|             | 136800  | 800304   | 25-33mm       | 440        |
| Klar        |         |          |               |            |
| Maxi        | 168100  | 886949   | 10-50mm       | 440        |



## Sensura® Mio Convex Light

| Posetype    | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|-------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå |         |          |               |            |
| Midi        | 168210  | 987874   | 10-23mm       | 340        |
|             | 168220  | 934872   | 15-33mm       | 340        |
|             | 168230  | 883671   | 31-43mm       | 340        |
| Maxi        | 168250  | 825090   | 10-23mm       | 440        |
|             | 168260  | 972971   | 15-33mm       | 440        |
|             | 168300  | 857477   | 18-23mm       | 440        |
|             | 168310  | 857777   | 21-23mm       | 440        |
|             | 168320  | 948569   | 25-33mm       | 440        |
|             | 168330  | 965262   | 28-33mm       | 440        |
|             | 168270  | 853521   | 31-43mm       | 440        |
| Klar        |         |          |               |            |
| Maxi        | 168350  | 848915   | 10-23mm       | 440        |
|             | 168370  | 814296   | 10-43mm       | 440        |
|             | 168360  | 984456   | 15-33mm       | 440        |



Sensura® Mio Convex Deep

| Posetype    | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|-------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå |         |          |               |            |
| Midi        | 168510  | 916746   | 10-23mm       | 340        |
|             | 168520  | 912886   | 15-33mm       | 340        |
|             | 168530  | 997617   | 31-43mm       | 340        |
| Maxi        | 168550  | 947657   | 10-23mm       | 440        |
|             | 168560  | 923783   | 15-33mm       | 440        |
|             | 168600  | 817779   | 18-23mm       | 440        |
|             | 168610  | 808379   | 21-23mm       | 440        |
|             | 168620  | 863595   | 25-33mm       | 440        |
|             | 168630  | 847129   | 28-33mm       | 440        |
|             | 168570  | 868961   | 31-43mm       | 440        |
| Klar        |         |          |               |            |
| Maxi        | 168650  | 926937   | 10-23mm       | 440        |
|             | 168660  | 905717   | 15-33mm       | 440        |



Uro nattpose

| Posetype | Varenr. | Helfonr. | Volum (ml) |
|----------|---------|----------|------------|
| Nattpose | 213650  | 990259   | 2000       |

# SenSura® Mio Concave

## 1-dels lukket pose

Colostomipose med kurvet og stjerneformet elastisk hudplate

| Posetype              | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|-----------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu |         |          |               |            |
| Mini                  | 181000  | 859685   | 10-40mm       | 63         |
| Midi                  | 181010  | 852728   | 10-40mm       | 327        |
|                       | 181110  | 927805   | 25-50mm       | 327        |
|                       | 181120  | 932581   | 30-50mm       | 327        |
|                       | 181130  | 953835   | 35-50mm       | 327        |
| Maxi                  | 181020  | 819184   | 10-40mm       | 455        |
|                       | 181200  | 841730   | 10-50mm       | 455        |
|                       | 181300  | 959187   | 10-60mm       | 455        |
|                       | 181210  | 968529   | 25-50mm       | 455        |
|                       | 181220  | 863525   | 30-50mm       | 455        |
|                       | 181230  | 995457   | 35-50mm       | 455        |
|                       | 181310  | 828274   | 40-60mm       | 455        |
|                       | 181320  | 971782   | 45-60mm       | 455        |
| Klar                  |         |          |               |            |
| Maxi                  | 181350  | 991314   | 10-60mm       | 455        |



## 1-dels urostomipose

Urostomi flerkammerpose med kurvet og stjerneformet elastisk hudplate

| Posetype               | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå uten vindu |         |          |               |            |
| Midi                   | 184000  | 881589   | 10-40mm       | 300        |
| Maxi                   | 184010  | 873435   | 10-40mm       | 380        |
|                        | 184020  | 888184   | 20-40mm       | 380        |
|                        | 184030  | 804612   | 25-40mm       | 380        |
|                        | 184040  | 973632   | 30-40mm       | 380        |
| Klar                   |         |          |               |            |
| Maxi                   | 184050  | 821656   | 10-40mm       | 380        |



1-dels tømbar pose

Ileostomipose med kurvet og stjerneformet elastisk hudplate

| Posetype               | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu  |         |          |               |            |
| Mini                   | 182000  | 918775   | 10-40mm       | 60         |
| Midi                   | 182010  | 932274   | 10-40mm       | 342        |
|                        | 182100  | 987140   | 10-50mm       | 342        |
|                        | 182120  | 883618   | 25-50mm       | 342        |
|                        | 182130  | 927007   | 30-50mm       | 342        |
|                        | 182140  | 852127   | 35-50mm       | 342        |
| Maxi                   | 182020  | 938879   | 10-40mm       | 470        |
|                        | 182200  | 925062   | 10-50mm       | 470        |
|                        | 182300  | 810965   | 10-60mm       | 470        |
|                        | 182210  | 940686   | 25-50mm       | 470        |
|                        | 182220  | 996000   | 30-50mm       | 470        |
|                        | 182230  | 970536   | 35-50mm       | 470        |
|                        | 182310  | 840984   | 40-60mm       | 470        |
| Nøytral grå uten vindu |         |          |               |            |
| Maxi                   | 182030  | 948237   | 10-40mm       | 470        |
|                        | 182240  | 980155   | 10-50mm       | 470        |
|                        | 182320  | 822527   | 10-60mm       | 470        |
| Klar                   |         |          |               |            |
| Maxi                   | 182350  | 897412   | 10-60mm       | 470        |



# SenSura<sup>®</sup> Mio 1-dels High Output

## Flat - Stomipose med flat hudplate

1-dels stomipose med flat hudplate, for mye output

| Posetype                            | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|-------------------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu og mykt utløp |         |          |               |            |
| 1-dels High Output                  | 18660   | 844154   | 10-70mm       | 630        |
| 1-dels High Output                  | 18661   | 978686   | 10-100mm      | 725        |
| Klar med desilitermål og mykt utløp |         |          |               |            |
| 1-dels High Output                  | 18665   | 844524   | 10-70mm       | 630        |
| 1-dels High Output                  | 18666   | 997162   | 10-100mm      | 725        |



## Convex - Stomipose med konvekshudplate

1-dels stomipose med konveks hudplate, for mye output

| Posetype                            | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|-------------------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu og mykt utløp |         |          |               |            |
| 1-dels High Output Soft Convex      | 18670   | 900212   | 10-50mm       | 694        |
| 1-dels High Output Light Convex     | 18675   | 877214   | 10-43mm       | 694        |
| Klar med desilitermål og mykt utløp |         |          |               |            |
| 1-dels High Output Soft Convex      | 18671   | 827738   | 10-50mm       | 667        |
| 1-dels High Output Light Convex     | 18676   | 948297   | 10-43mm       | 667        |



## Nattdrenasjepose

| Posetype         | Varenr. | Helfonr. | Volum (ml) |
|------------------|---------|----------|------------|
| Nattdrenasjepose | 140100  | 873781   | 2000       |

# SenSura<sup>®</sup> Mio Kids

## 1-dels tømbar pose

Tømbar pose for barn, med stjerneformet elastisk hudplate

| Posetype              | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|-----------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu |         |          |               |            |
| Midi                  | 187100  | 916335   | 0-35mm        | 180        |
| Klar                  |         |          |               |            |
| Midi                  | 187110  | 976612   | 0-35mm        | 180        |



## 1-dels urostomipose

Urostomipose for barn, med stjerneformet elastisk hudplate

| Posetype              | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse | Volum (ml) |
|-----------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu |         |          |               |            |
| Urostomipose          | 187120  | 853957   | 10-35mm       | 200        |
| Nøytral grå           |         |          |               |            |
| Urostomipose          | 187130  | 849805   | 10-35mm       | 200        |



A close-up photograph of a medical device, specifically a catheter connector. The device is made of clear, translucent plastic. It features a large, oval-shaped opening in the center, which is slightly recessed. The edges of the plastic are smooth and rounded. In the background, there are some blurred yellow and white components, suggesting a larger assembly. The lighting is bright, highlighting the clarity of the plastic.

**SenSura<sup>®</sup> Mio**  
**2-dels Click**

# SenSura<sup>®</sup> Mio Click

## Hudplate med ringkobling

Elastisk hudplate

| Ringstørrelse  | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse |
|----------------|---------|----------|---------------|
| Med belteører  |         |          |               |
| 40mm           | 105020  | 885697   | 10-35mm       |
|                | 105030  | 976890   | 20-35mm       |
|                | 105060  | 897240   | 22-35mm       |
|                | 105040  | 848131   | 25-35mm       |
|                | 105050  | 946649   | 28-35mm       |
| 50mm           | 105120  | 930877   | 10-45mm       |
|                | 105130  | 924884   | 30-45mm       |
|                | 105140  | 831949   | 32-45mm       |
|                | 105150  | 808484   | 35-45mm       |
|                | 105160  | 841714   | 38-45mm       |
| 60mm           | 105220  | 823667   | 10-55mm       |
|                | 105230  | 860009   | 40-55mm       |
|                | 105240  | 812934   | 45-55mm       |
|                | 105250  | 930760   | 50-55mm       |
| 70mm           | 105310  | 825374   | 10-65mm       |
| Uten belteører |         |          |               |
| 40mm           | 105010  | 802177   | 10-35mm       |
| 50mm           | 105110  | 934185   | 10-45mm       |
| 60mm           | 105210  | 981664   | 10-55mm       |



# SenSura® Mio Convex Click

Hudplate med konveksitet og ringkobling

Sensura® Mio Convex Light

| Ringstørrelse | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse |
|---------------|---------|----------|---------------|
| 40 mm         | 169010  | 802495   | 10-20mm       |
|               | 169030  | 934777   | 18-20mm       |
| 50 mm         | 169110  | 924250   | 15-30mm       |
|               | 169130  | 862020   | 21-30mm       |
|               | 169140  | 987515   | 25-30mm       |
|               | 169150  | 999183   | 28-30mm       |
| 60 mm         | 169210  | 923338   | 15-40mm       |
|               | 169230  | 971352   | 31-40mm       |
|               | 169240  | 893796   | 35-40mm       |
| 70 mm         | 169310  | 949205   | 15-53mm       |
|               | 169330  | 897688   | 38-53mm       |
|               | 169340  | 997513   | 41-53mm       |



# SenSura® Mio Convex Click

Hudplate med konveksitet og ringkobling

Sensura® Mio Convex Deep

| Ringstørrelse | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse |
|---------------|---------|----------|---------------|
| 40 mm         | 169410  | 918818   | 10-20mm       |
|               | 169420  | 863851   | 18-20mm       |
| 50 mm         | 169510  | 865306   | 15-30mm       |
|               | 169530  | 828316   | 21-30mm       |
|               | 169540  | 808724   | 25-30mm       |
|               | 169550  | 981889   | 28-30mm       |
| 60 mm         | 169610  | 946305   | 15-40mm       |
|               | 169630  | 802006   | 31-40mm       |
|               | 169640  | 846491   | 35-40mm       |
| 70 mm         | 169710  | 944822   | 15-53 mm      |
|               | 169730  | 810991   | 38-53mm       |
|               | 169740  | 805601   | 41-53mm       |



# SenSura<sup>®</sup> Mio Concave Click

Hudplate med ringkobling  
Kurvet og stjerneformet elastisk hudplate

| Ringstørrelse | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse |
|---------------|---------|----------|---------------|
| Med belteører |         |          |               |
| 40mm          | 185000  | 929845   | 10-35mm       |
|               | 185010  | 849245   | 20-35mm       |
| 50mm          | 185100  | 915784   | 10-45mm       |
|               | 185110  | 939600   | 25-45mm       |
|               | 185120  | 910529   | 30-45mm       |
|               | 185130  | 925463   | 35-45mm       |
| 60mm          | 185200  | 803695   | 10-55mm       |
|               | 185210  | 984168   | 30-55mm       |
|               | 185220  | 951854   | 35-55mm       |
|               | 185230  | 831908   | 40-55mm       |
|               | 185240  | 886301   | 45-55mm       |
| 70mm          | 185300  | 889644   | 10-65mm       |
|               | 185310  | 800809   | 45-65mm       |
|               | 185320  | 809245   | 50-65mm       |



# SenSura® Mio Click

## 2-dels lukket pose

Colostomipose med ringkobling

| Posetype              | Varenr. | Helfonr. | Ringstørrelse | Volum (ml) |
|-----------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu |         |          |               |            |
| Mini                  | 112110  | 824885   | 50mm          | 100        |
| Midi                  | 112010  | 896352   | 40mm          | 430        |
|                       | 112120  | 812117   | 50mm          | 420        |
|                       | 112210  | 999790   | 60mm          | 390        |
| Maxi                  | 112020  | 861593   | 40mm          | 580        |
|                       | 112130  | 949486   | 50mm          | 550        |
|                       | 112220  | 969650   | 60mm          | 510        |
|                       | 112250  | 934231   | 70mm          | 480        |



## 2-dels tømbar pose

Ileostomipose med ringkobling

| Posetype               | Varenr. | Helfonr. | Ringstørrelse | Volum (ml) |
|------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu  |         |          |               |            |
| Mini                   | 112410  | 800166   | 50mm          | 120        |
| Midi                   | 112310  | 836166   | 40mm          | 470        |
|                        | 112420  | 856377   | 50mm          | 380        |
|                        | 112510  | 944792   | 60mm          | 360        |
| Maxi                   | 112320  | 824175   | 40mm          | 590        |
|                        | 112430  | 982566   | 50mm          | 510        |
|                        | 112520  | 980473   | 60mm          | 480        |
|                        | 112610  | 846285   | 70mm          | 460        |
| Nøytral grå uten vindu |         |          |               |            |
| Maxi                   | 112340  | 819543   | 40mm          | 590        |
|                        | 112450  | 815640   | 50mm          | 510        |
|                        | 112540  | 856766   | 60mm          | 480        |
|                        | 112630  | 885250   | 70mm          | 460        |
| Klar                   |         |          |               |            |
| Maxi                   | 112620  | 894623   | 70mm          | 460        |



# SenSura<sup>®</sup> Mio Click

## 2-dels urostomipose

Urostomi flerkammerpose med ringkobling

| Posetype               | Varenr. | Helfonr. | Ringstørrelse | Volum (ml) |
|------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå uten vindu |         |          |               |            |
| Midi                   | 114960  | 835992   | 50mm          | 380        |
| Maxi                   | 114910  | 830918   | 40mm          | 540        |
|                        | 114970  | 917881   | 50mm          | 490        |
|                        | 114990  | 933492   | 60mm          | 450        |
| Klar                   |         |          |               |            |
| Maxi                   | 114920  | 930221   | 40mm          | 540        |
|                        | 114980  | 802689   | 50mm          | 490        |
|                        | 115000  | 930843   | 60mm          | 450        |



## Uro nattpose

| Posetype | Varenr. | Helfonr. | Volum (ml) |
|----------|---------|----------|------------|
| Nattpose | 213650  | 990259   | 2000       |

# SenSura<sup>®</sup> Mio Click High Output

2-dels High Output pose med ringkobling

High Output pose for mye stomiinnhold

| Posetype                                              | Varenr. | Helfonr. | Ringstørrelse | Volum (ml) |
|-------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| Nøytral grå med vindu og hardt utløp med større lumen |         |          |               |            |
| Click High Output                                     | 18600   | 897937   | 40mm          | 1160       |
|                                                       | 18601   | 883594   | 50mm          | 1120       |
|                                                       | 18602   | 823479   | 60mm          | 1080       |
|                                                       | 18603   | 849761   | 70mm          | 1040       |
| Click High Output mini                                | 18620   | 812138   | 40mm          | 650        |
|                                                       | 18621   | 802273   | 50mm          | 581        |
|                                                       | 18622   | 838233   | 60mm          | 546        |
| Nøytral grå med vindu og mykt utløp                   |         |          |               |            |
| Click High Output                                     | 18630   | 992211   | 50mm          | 1120       |
|                                                       | 18631   | 873637   | 60mm          | 1080       |
|                                                       | 18632   | 858984   | 70mm          | 1040       |
| Klar med desilitermål og hardt utløp med større lumen |         |          |               |            |
| Click High Output                                     | 18610   | 923457   | 40mm          | 1160       |
|                                                       | 18611   | 857178   | 50mm          | 1120       |
|                                                       | 18612   | 974822   | 60mm          | 1080       |
|                                                       | 18613   | 825341   | 70mm          | 1040       |
| Klar med desilitermål og mykt utløp                   |         |          |               |            |
| Click High Output                                     | 18640   | 977552   | 50mm          | 1120       |
|                                                       | 18641   | 854252   | 60mm          | 1080       |
|                                                       | 18642   | 919584   | 70mm          | 1040       |



## Nattdrenasjepose

| Posetype         | Varenr. | Helfonr. | Volum (ml) |
|------------------|---------|----------|------------|
| Nattdrenasjepose | 140100  | 873781   | 2000       |



SenSura<sup>®</sup> Mio  
2-dels Flex

# SenSura<sup>®</sup> Mio Flex

Hudplate med kleberkobling

Elastisk hudplate

| Str. kleberkobling | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| Uten belteører     |         |          |               |
| 35mm               | 105510  | 952325   | 10-33mm       |
| 50mm               | 105610  | 844706   | 10-48mm       |
|                    | 105620  | 824812   | 25-48mm       |
|                    | 105660  | 976727   | 28-48mm       |
|                    | 105630  | 856158   | 30-48mm       |
|                    | 105670  | 821301   | 32-48mm       |
|                    | 105640  | 969496   | 35-48mm       |
|                    | 105680  | 974353   | 38-48mm       |
|                    | 105650  | 819380   | 40-48mm       |
| 70mm               | 105710  | 803607   | 10-68mm       |
|                    | 105720  | 969244   | 45-68mm       |
|                    | 105730  | 865800   | 50-68mm       |
| 90mm               | 183900  | 951667   | 10-88mm       |



# SenSura® Mio Convex Flex

Hudplate med konveksitet og kleberkobling

## SenSura® Mio Convex Soft

| Str. kleberkobling | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| 35mm               | 16880   | 860970   | 10-20mm       |
| 50mm               | 16882   | 876715   | 15-30mm       |
|                    | 16886   | 855918   | 15-40mm       |
| 70mm               | 16889   | 871746   | 15-53mm       |



## SenSura® Mio Convex Light

| Str. kleberkobling | Varenr. | Helfonr. | Hullstørrelse |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| 35mm               | 164710  | 807338   | 10-20mm       |
|                    | 164720  | 862828   | 18-20mm       |
| 50mm               | 164810  | 808422   | 15-30mm       |
|                    | 164830  | 866512   | 15-40mm       |
|                    | 164840  | 947247   | 21-30mm       |
|                    | 164850  | 831465   | 25-30mm       |
|                    | 164860  | 874695   | 28-30mm       |
|                    | 164870  | 814941   | 31-40mm       |
|                    | 164880  | 940591   | 35-40mm       |
| 70mm               | 164910  | 916611   | 15-53mm       |
|                    | 164930  | 983196   | 38-53mm       |
|                    | 164940  | 947728   | 41-53mm       |



# SenSura<sup>®</sup> Mio Flex

## 2-dels lukket pose

### Colostomipose med kleberkobling

| Posetype              | Varenr. | Helfonr. | Str. kleberkobling | Volum (ml) |
|-----------------------|---------|----------|--------------------|------------|
| Nøytral grå med vindu |         |          |                    |            |
| Mini                  | 119110  | 887459   | 50mm               | 70         |
| Midi                  | 119010  | 844186   | 35mm               | 400        |
|                       | 119120  | 920230   | 50mm               | 320        |
|                       | 119210  | 932639   | 70mm               | 240        |
| Maxi                  | 119020  | 922512   | 35mm               | 540        |
|                       | 119130  | 865315   | 50mm               | 450        |
|                       | 119220  | 972715   | 70mm               | 350        |
| XXL                   | 183850  | 916456   | 90mm               | 820        |
| Klar                  |         |          |                    |            |
| Maxi                  | 119030  | 928398   | 35mm               | 540        |
|                       | 119140  | 874937   | 50mm               | 450        |
|                       | 119230  | 911995   | 70mm               | 350        |



## 2-dels urostomipose

### Urostomi flerkammerpose med kleberkobling

| Posetype              | Varenr. | Helfonr. | Str. kleberkobling | Volum (ml) |
|-----------------------|---------|----------|--------------------|------------|
| Nøytral grå med vindu |         |          |                    |            |
| Midi                  | 122960  | 872753   | 50mm               | 290        |
| Maxi                  | 122910  | 895701   | 35mm               | 430        |
|                       | 122970  | 871650   | 50mm               | 400        |
| Klar                  |         |          |                    |            |
| Maxi                  | 122920  | 884386   | 35mm               | 430        |
|                       | 122980  | 838133   | 50mm               | 400        |



### Uro nattpose

| Posetype | Varenr. | Helfonr. | Volum (ml) |
|----------|---------|----------|------------|
| Nattpose | 213650  | 990259   | 2000       |

2-dels tømbar pose

Ileostomipose med kleberkobling

| Posetype               | Varenr. | Helfonr. | Str. kleberkobling | Volum (ml) |
|------------------------|---------|----------|--------------------|------------|
| Nøytral grå med vindu  |         |          |                    |            |
| Mini                   | 119610  | 877515   | 50mm               | 70         |
| Midi                   | 119510  | 979785   | 35mm               | 390        |
|                        | 119620  | 912036   | 50mm               | 310        |
|                        | 119710  | 989501   | 70mm               | 220        |
| Maxi                   | 119520  | 961162   | 35mm               | 510        |
|                        | 119630  | 884943   | 50mm               | 430        |
|                        | 119720  | 831796   | 70mm               | 330        |
| XXL                    | 183870  | 997793   | 90mm               | 800        |
| Nøytral grå uten vindu |         |          |                    |            |
| Maxi                   | 119540  | 927881   | 35mm               | 510        |
|                        | 119650  | 880222   | 50mm               | 430        |
|                        | 119740  | 947546   | 70mm               | 330        |
| Klar                   |         |          |                    |            |
| Maxi                   | 119640  | 895000   | 50mm               | 430        |
|                        | 119730  | 909380   | 70mm               | 330        |
| Svart med vindu        |         |          |                    |            |
| Midi                   | 197860  | 822341   | 35mm               | 390        |
|                        | 197890  | 885730   | 50mm               | 310        |
| Maxi                   | 197870  | 962795   | 35mm               | 510        |
|                        | 197900  | 833109   | 50mm               | 430        |
|                        | 197910  | 886486   | 70mm               | 330        |



SenSura Mio Flex High output

2-dels stomipose med kleberkobling, for mye output

| Posetype                                              | Varenr. | Helfonr. | Str. kleberkobling | Volum (ml) |
|-------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------|------------|
| Grå med vindu og hardt utløp med større lumen         |         |          |                    |            |
| Flex High Output                                      | 18650   | 983530   | 50mm               | 964        |
|                                                       | 18651   | 909293   | 70mm               | 964        |
| Klar med desilitermål og hardt utløp med større lumen |         |          |                    |            |
| Flex High Output                                      | 18655   | 844905   | 50mm               | 964        |
|                                                       | 18656   | 985112   | 70mm               | 964        |



# SenSura® Mio Baby

2-dels Flex pose og hudplate

| Produkt                    | Varenr. | Helfonr. | Volum (ml) |
|----------------------------|---------|----------|------------|
| SenSura Mio Baby stomipose | 187000  | 828221   | 120        |
| SenSura Mio Baby hudplate  | 187050  | 934135   | –          |



# SenSura® Mio Kids Flex

2-dels pose med kleberkobling

Tømbar pose for barn, med kleberkobling

| Posetype              | Varenr. | Helfonr. | Str. kleberkobling | Volum (ml) |
|-----------------------|---------|----------|--------------------|------------|
| Nøytral grå med vindu |         |          |                    |            |
| Mini                  | 187200  | 982573   | 27mm               | 85         |
| Midi                  | 187220  | 867451   | 27mm               | 200        |
|                       | 187240  | 849852   | 35mm               | 200        |
| Klar                  |         |          |                    |            |
| Mini                  | 187210  | 858389   | 27mm               | 85         |
| Midi                  | 187230  | 824283   | 27mm               | 200        |
|                       | 187250  | 959499   | 35mm               | 200        |



Urostomipose for barn, med kleberkobling

| Posetype     | Varenr. | Helfonr. | Str. kleberkobling | Volum (ml) |
|--------------|---------|----------|--------------------|------------|
| Nøytral grå  |         |          |                    |            |
| Urostomipose | 187300  | 924319   | 27mm               | 200        |
| Urostomipose | 187310  | 812356   | 35mm               | 200        |



Hudplate for barn, med kleberkobling

Elastisk stjerneformet hudplate for barn

| Str. kleberkobling | Varenr. | Helfonr. |
|--------------------|---------|----------|
| 27mm               | 187350  | 890765   |
| 35mm               | 187470  | 908781   |



Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Vi samarbeider tett med brukere av våre produkter og utvikler løsninger tilpasset deres behov. Vi kaller dette intimsykepleie.

Våre forretningsområder inkluderer stomi, urologi og inkontinens, hud- og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt selskap med over 18 000 ansatte.

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology / Voice and Respiratory Care

Coloplast Norge AS, Postboks 162 Manglerud 0612 Oslo.  
Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 09-2025.  
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark  
440N00335. PM-12201

