

Conveen[®]
Security+

Conveen[®] Security+

Urinpose for ekstra sikkerhet

Uten
PVC og
ftalater

Coloplast
Conveen[®]
500ml 50cm

Conveen® Security+

Conveen Security+ fås som dag- og nattpose.
Begge gir sikker beskyttelse mot lekkasje.

Benpose

Conveen Security+ har knekkfri slange som reduserer tilbakestrømming av urin.

Klemmen ved utløpet har en enkel mekanisme som indikerer når utløpet er åpent og lukket. Det hindrer uventet lekkasje.

Den myke baksiden gjør den komfortabel i bruk og kamrene reduserer skvulping ved bevegelser.

Den diskrete utformingen og fargen gjør den mindre synlig under klærne.

Nattpose med tappekran

Nattposen har stor kapasitet. Det gjør at du kan sove trygt gjennom natten uten å måtte tømme posen.

Posen har en lang knekkfri slange som gir fri flyt av urin ned i posen. Den hindrer ikke urinstrømmen selv om du beveger deg i sengen.

Uten PVC og ftalater

Conveen Security+ sitter tett inntil kroppen. Det er derfor viktig å bruke produkter som gjør at du som bruker ikke kommer til skade.

Urinposen inneholder verken PVC eller ftalater som kan være skadelige både for deg og miljøet rundt deg.



Conveen Security+ urinpose

Produktbeskrivelse	Volum	Slangelengde	Eske/ kartong	Artikkelnummer Coloplast / Farmalogg
Benpose med festebånd				
Ikke steril				
Myk bakside, justerbar slange	500ml	30cm	10/100	5160 / 821611
Myk bakside, justerbar slange	500ml	50cm	10/100	5161 / 821629
Myk bakside, justerbar slange	750ml	30cm	10/100	5166 / 894840
Myk bakside, justerbar slange	750ml	50cm	10/100	5167 / 894881
Myk bakside, fast konnektor	500ml	50cm	10/100	51611 / 936119
Myk bakside, fast konnektor	500ml	30cm	10/100	51601 / 913200
Sengeposer				
Conveen nattpose, justerbar slange	2000ml	140cm	10/60	21346 / 851197
Conveen nattpose med prøvetakingsmembran, steril	2000ml	140cm	10/60	21356 / 845095

Conveen

Produktbeskrivelse	Eske/ kartong	Artikkelnummer Coloplast / Farmalogg
Festebånd, ikke sterile		
Conveen festebånd med borrelås	10 sett à 2 stk	50501 / 816646
Conveen festebånd med silikonkant	10 sett à 2 stk	21380 / 878968
Poseoppheng		
Conveen poseoppheng	1 stk	5070 / Kontakt kundeservice