

**Conveen**<sup>®</sup>  
Security+

# Conveen<sup>®</sup> Security+ steril

Steril urinpose for ekstra sikkerhet

Uten  
PVC og  
ftalater

Coloplast  
**Conveen**<sup>®</sup>  
500ml 50cm



# Conveen® Security+ steril

Conveen Security + steril urinpose passer til permanente og hydrofile tappekattetre og uridomer. Urinposene er trygge i bruk i miljøer med stor infeksjonsfare. Fås som dag- og nattpose for maksimal beskyttelse mot lekkasjer.

## Benpose

Conveen Security+ har knekkfri slange som reduserer tilbakestrømming av urin.

Klemmen ved utløpskranen kan enkelt åpnes og lukkes, og urinen renner sakte ut av kranen for bedre kontroll ved tømming.

Benposen er uten myk overflate. Dette er med på å holde posen steril ved dusjing/bading.

Urinposen er flerkamret og hindrer skulping ved bevegelse.

Den diskrete utformingen og fargen gjør at urinposen ikke synes så godt under klærne.

## Nattpose med utløpskran

Nattposen har stor kapasitet og det gjør at du kan sove trygt gjennom hele natten.

Posen har en lang knekkfri slange og urinen renner fritt ned i posen. Det knekkfrie slangen gjør at urinposen ikke faller av ved bevegelse i sengen.

## Uten PVC og ftalater

Conveen Security+ sitter tett inntil kroppen. Det er derfor viktig å bruke produkter som gjør at du som bruker ikke kommer til skade.

Urinposen inneholder verken PVC eller ftalater som kan være skadelige både for deg og miljøet rundt deg.



## Conveen Security+ steril urinpose

Produktbeskrivelse	Volum	Slangelengde	Eske/ kartong	Artikkelnummer Coloplast / Farmalogg
Conveen Security+ steril med prøvetakingsmembran	2000 ml	140 cm	10/60	21356 / 845095
Conveen flerkammer, ikke steril	600 ml	45 cm	10/100	5170 / 841973
Conveen flerkammer, steril med prøvetakingsmembran	600 ml	5 cm	10/60	5172 / 821587
Conveen flerkammer, steril med prøvetakingsmembran	600 ml	30 cm	10/60	5173 / 821595

## Conveen festebånd, ikke steril

Conveen festebånd med borrelås	10 sett à 2 stk	50501 / 816646
Conveen festebånd med silikonkant	10 sett à 2 stk	21380 / 878968

## Conveen poseoppheng

Conveen poseoppheng	1 stk	5070 / Kontakt kundeservice
---------------------	-------	-----------------------------