

Conveen[®]
Standard

Conveen[®] Standard

Urinpose med stor kapasitet




Conveen® Standard

Urinpose med stor kapasitet

Conveen Standard urinpose kan seriekobles til andre urinposer. Den egner seg godt til bruk om natten.

Klemmen ved utløpet har en enkel mekanisme som indikerer når utløpet er åpent og lukket. Det hindrer uventet lekkasje.

Posen har en myk bakside og er komfortabel ved bruk.



Conveen Standard

Produktbeskrivelse	Volume	Slangelengde	Eske/ kartong	Artikkelnummer Coloplast / Farmalogg
Benpose med utløpskran				
Ikke steril				
Myk bakside, justerbar slange	1500ml	90cm	10/100	5062 / 857037

Conveen festebånd, ikke steril

Conveen festebånd med borrelås			10 sett à 2 stk	50501 / 816646
Conveen festebånd med silikonkant			10 sett à 2 stk	21380 / 878968

Conveen poseoppheng

Conveen poseoppheng			1 stk	5070 / Kontakt kundeservice
---------------------	--	--	-------	-----------------------------