

# Easicath® hydrofile engangskateter



# EasiCath kateter

EasiCath hydrofile engangskateter er sterilt pakket. Posen åpnes og fylles med vann. Vent 30 sekunder før kateteret er klart til bruk. Når kateteret legges i vann, bindes vannmolekyler til kateterets overflate. Det gir en glatt hinne som reduserer risikoen for skader i urinrøret. EasiCath kateter har avrundede og overflatebehandlede kateterhull. I tillegg er hele overflaten behandlet med urea og polyvinylpyrrolidon (PVP). EasiCath inneholder PVC og Ftalater.

## EasiCath Kateter

Art. nr	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
<b>Menn</b>		
5348	EasiCath nelaton ch 08, 400mm,	25
5350	EasiCath nelaton ch 10, 400 mm	25
5352	EasiCath nelaton ch 12, 400 mm	25
5354	EasiCath nelaton ch 14, 400 mm	25
5356	EasiCath nelaton ch 16, 400 mm	25
5358	EasiCath nelaton ch 18, 400 mm	25
5360	EasiCath nelaton ch 20, 400 mm	25
5362	EasiCath nelaton ch 22, 400 mm	25
5380	EasiCath tiemann ch 10, 400 mm	25
5382	EasiCath tiemann ch 12, 400 mm	25
5384	EasiCath tiemann ch 14, 400 mm	25
5386	EasiCath tiemann ch 16, 400 mm	25
5388	EasiCath tiemann ch 18, 400 mm	25
<b>Kvinner</b>		
5368	EasiCath ch 08, 200 mm	25
5370	EasiCath ch 10, 200 mm	25
5372	EasiCath ch 12, 200 mm	25
5374	EasiCath ch 14, 200 mm	25
5376	EasiCath ch 16, 200 mm	25

### Barn

5006	EasiCath ch 06, 200 mm	25
5008	EasiCath ch 08, 200 mm	25
5010	EasiCath ch 10, 200 mm	25

## EasiCath dilatasjon for intravesical instillasjon

### Menn

283160	EasiCath ch 16, 400 mm	25
283180	EasiCath ch 18, 400 mm	25

## EasiCath Set med pose og vannampulle

Art. nr	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
<b>Menn</b>		
28006	EasiCath Set ch 10	20
28007	EasiCath Set ch 12	20
28008	EasiCath Set ch 14	20
28009	EasiCath Set ch 16	20
28010	EasiCath Set ch 18	20
<b>Kvinner</b>		
28002	EasiCath Set ch 10	20
28003	EasiCath Set ch 12	20
28004	EasiCath Set ch 14	20
<b>Barn (Leveres med 700 ml urinpose)</b>		
28011	EasiCath Set ch 06,	20
28012	EasiCath Set ch 08	20
28013	EasiCath Set ch 10	20
<b>Menn (Leveres med 1200 ml urinpose)</b>		
28026	EasiCath Set ch 10	20
28027	EasiCath Set ch 12	20
28028	EasiCath Set ch 14	20
28029	EasiCath Set ch 16	20
28030	EasiCath Set ch 18	20



Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Vi samarbeider tett med brukere av våre produkter og utvikler løsninger tilpasset deres behov. Vi kaller dette intimsykepleie. Våre forretningsområder inkluderer stomi, urologi og kontinens, hud- og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt selskap med over 16500 ansatte.

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © [2024-03.] Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast Norge AS  
Postboks 162 Manglrud 0612  
0603 Oslo  
Norge  
[www.coloplast.no](http://www.coloplast.no)