

Easicath® hydrofile engangskateter



EasiCath kateter

EasiCath hydrofile engangskateter er sterilt pakket. Posen åpnes og fylles med vann. Vent 30 sekunder før kateteret er klart til bruk. Når kateteret legges i vann, bindes vannmolekyler til kateterets overflate. Det gir en glatt hinne som reduserer risikoen for skader i urinrøret. EasiCath kateter har avrundede og overflatebehandlede kateterhull. I tillegg er hele overflaten behandlet med urea og polyvinylpyrrolidon (PVP). EasiCath inneholder PVC og Ftalater.

EasiCath Kateter

Art. nr	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
Menn		
5348	EasiCath nelaton ch 08, 400mm,	25
5350	EasiCath nelaton ch 10, 400 mm	25
5352	EasiCath nelaton ch 12, 400 mm	25
5354	EasiCath nelaton ch 14, 400 mm	25
5356	EasiCath nelaton ch 16, 400 mm	25
5358	EasiCath nelaton ch 18, 400 mm	25
5360	EasiCath nelaton ch 20, 400 mm	25
5362	EasiCath nelaton ch 22, 400 mm	25
Kvinner		
5380	EasiCath tiemann ch 10, 400 mm	25
5382	EasiCath tiemann ch 12, 400 mm	25
5384	EasiCath tiemann ch 14, 400 mm	25
5386	EasiCath tiemann ch 16, 400 mm	25
5388	EasiCath tiemann ch 18, 400 mm	25
Ungdom		
5086	EasiCath ch 06, 300 mm	25
5088	EasiCath ch 08, 300 mm	25
5090	EasiCath ch 10, 300 mm	25
5092	EasiCath ch 12, 300 mm	25
Barn		
5006	EasiCath ch 06, 200 mm	25
5008	EasiCath ch 08, 200 mm	25
5010	EasiCath ch 10, 200 mm	25

EasiCath dilatasjon for intravesical instillasjon

Menn		
283160	EasiCath ch 16, 400 mm	25
283180	EasiCath ch 18, 400 mm	25

EasiCath Set med pose og vannampulle

Art. nr	Produktbeskrivelse	Stykk per eske
Menn		
28006	EasiCath Set ch 10	20
28007	EasiCath Set ch 12	20
28008	EasiCath Set ch 14	20
28009	EasiCath Set ch 16	20
28010	EasiCath Set ch 18	20
Kvinner		
28002	EasiCath Set ch 10	20
28003	EasiCath Set ch 12	20
28004	EasiCath Set ch 14	20
Barn (Leveres med 700 ml urinpose)		
28011	EasiCath Set ch 06,	20
28012	EasiCath Set ch 08	20
28013	EasiCath Set ch 10	20
Menn (Leveres med 1200 ml urinpose)		
28026	EasiCath Set ch 10	20
28027	EasiCath Set ch 12	20
28028	EasiCath Set ch 14	20
28029	EasiCath Set ch 16	20
28030	EasiCath Set ch 18	20

EasiCath m/luerlock for intravesical instillasjon

Menn		
5288	EasiCath nelaton ch 08	25
5290	EasiCath nelaton ch 10	25
5292	EasiCath nelaton ch 12	25
5294	EasiCath nelaton ch 14	25
5296	EasiCath nelaton ch 16	25
Kvinner		
5268	EasiCath kateter ch 08	25
5270	EasiCath kateter ch 10	25
5272	EasiCath kateter ch 12	25
5274	EasiCath kateter ch 14	25

Stomi
Urologi og kontinens
Hud- og sårpleie

Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Vi samarbeider tett med brukere av våre produkter og utvikler løsninger tilpasset deres behov. Vi kaller dette intimsykepleie. Våre forretningsområder inkluderer stomi, urologi og kontinens, hud- og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt selskap med over 7000 ansatte.

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © [2010-03.] Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.



Coloplast Norge AS
Postboks 6287 Etterstad
0603 Oslo
Norge

www.coloplast.no