


SenSura® dobbelt filter

- 1-dels colostomiposer

- Fleksibel, hudvennlig og sikker tolagskleber
- God klebeevne, fester seg raskt
- Nytt, forbedret og dobbelt filter
- Mykt og holdbart posemateriale



SenSura dobbelt filter – 1-dels colostomiposer

SenSura tolagskleber – fordi bedre sikkerhet krever to lag

Det som fungerer for en person, fungerer ikke nødvendigvis for en annen. En tradisjonell kleber er sammensatt på en slik måte at klebeevnen og hudvennligheten er begrenset. I samarbeid med stomisykepleiere og stomiopererte har vi utviklet en kleber som vil sette en ny standard innen stomi. Takket være den enestående tolagskleberens kombinerer SenSura egenskaper som tidligere har vært uforenlige.

Med SenSura tolagskleberen slipper du å velge mellom:

- Klebeevne
- Fleksibilitet
- Absorberingsevne
- Oppløsningsresistens
- At kleberen er lett å ta av

SenSura vil oppfylle kravene dine uansett livsstil, alder eller helsetilstand.

Rask påføring og god klebeevne

Kleberens fester seg raskt og har god klebeevne. Den unike klebersammensetningen gjør den i tillegg lett å ta av. Fleksibilitet er sikret takket være den mønstrede overflaten, den tynne kleberkanten og den ovale formen.



Oppløsningsresistent

Det øverste oppløsningsresistente laget beskytter det nederste laget mot oppløsning fra stomiinnhold og fukt fra stomien.



Absorberende

Det nederste laget sørger for optimal absorpsjon, og hindrer at kleberens løsner.



NYHET! SenSura dobbelt filter - fordi 2 filtre er bedre enn 1

Selv den beste luftgjennomstrømming og luktforebygging svikter dersom filteret tettes av stomiinnhold. Det er grunnen til at SenSura nå kommer med et forbedret filter som gir mer diskresjon. Vi har også lagt til et ekstra filter slik at det blir dobbel beskyttelse mot oppblåst pose og lukt.



Tydlig klippeguide

Posene kan klippes opp og er forsynt med en klippeguide med tydelig avmerking for størrelse. Klippeguiden er lett å klippe etter.



Mykt og solid posemateriale

Posens myke for- og baksida er laget av et holdbart vannavstøtende materiale som ikke blir ødelagt eller nuppete etter et bad.

SenSura colostomiposer fås i flere varianter. Man kan velge mellom ferdigstanset eller oppklippbar pose i størrelsene mini, midi og maxi. I tillegg kan man velge mellom beige poser med myk for- og baksida eller klare poser.

Nyhet! Nå leveres også SenSura 1-dels colostomiposer med vindu for inspeksjon.



SenSura dobbelt filter 1-dels colostomiposer (lukkede poser)

COLOSTOMIPOSER	BEIGE			KLAR		
	Mini	Midi	Maxi	Mini	Midi	Maxi
Oppklippbar 10-66mm	156200	156500			156400	
Oppklippbar 10-66mm m/vindu		150000				
Oppklippbar 10-76mm			156800			156700
Oppklippbar 10-76mm m/vindu			150100			
25 mm		156520	156820			
25 mm m/vindu		150010				
30 mm		156530	156830			
30 mm m/vindu		150020	150110			
35 mm		156540	156840			
35 mm m/vindu		150030	150120			
40 mm		156550				
45 mm		156560				

Stomi
Urologi og kontinens
Hud- og sårpleie

Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Vi samarbeider tett med med brukere av våre produkter og utvikler løsninger tilpasset deres behov. Vi kaller dette intimsykepleie. Våre forretningsområder inkluderer stomi, urologi og kontinens, hud- og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt selskap med over 7000 ansatte.

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 2012-11.
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.
CRM-nummer: 440N00009



Coloplast Norge AS
Postboks 162 Manglerud
0612 Oslo
Telefon 22 57 50 00

www.coloplast.no