




En tilpasset løsning

SenSura® Mio

Kjenn forskjellen selv

For å forstå forskjellen SenSura Mio kan utgjøre må du kjenne på produktet, eller enda bedre, forsøke det på dine pasienter.

For mer informasjon, gå inn på våre nettsider www.coloplast.no eller ring kundeservice på tlf. 22 57 50 00.

SenSura Mio er tilgjengelig som 1-dels lukket pose til personer med colostomi.

	Utvalg (mm)	mini	mid	maxi
 Beige med inspeksjonsvindu	Oppklippbar 15-45	10611	10621	10631
	Ferdigstanset 25		10622	
	Ferdigstanset 30		10623	10633
	Ferdigstanset 35		10624	10634
Beige	Oppklippbar 15-45		10641	10651



Vi anbefaler posen med inspeksjonsvindu. Den kombinerer diskresjonen en beige pose gir med fordelen av å kunne se på stomien ved påsetting av utstyret.

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Vi samarbeider tett med brukere av våre produkter og utvikler løsninger tilpasset deres behov. Vi kaller dette intimsykepleie. Våre forretningsområder inkluderer stomi, urologi og kontinens, hud- og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt selskap med over 7000 ansatte.

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S © 2011-05
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark

 Coloplast

Coloplast Norge AS
Svoveltårn 1
0633 Oslo
Tlf.: +47 22 57 50 00
www.coloplast.no

SenSura® Mio

 Coloplast

SenSura® Mio

Passer til forskjellige kroppsfasonger. Føles sikker



Colostomiposen med ny elastisk hudplate




Økt smidighet og tilpasningsevne

Etter en stomioperasjon vil de fleste mennesker ha en ujevn bukoeverflate. De har forskjellige kombinasjoner av hudfolder og arr og noen har også brokk. Nesten alle vil oppleve at magen endrer seg i løpet av dagen når man beveger seg rundt, og over tid går man gjerne opp eller ned i vekt.

Dette gjør det utfordrende å finne colostomiutstyr som er godt tilpasset.

Coloplast utviklet SenSura Mio for at brukere skal få oppleve en colostomipose som kjennes ut som den er laget til dem.

Passer til forskjellige kroppsfasonger




Elastisk

SenSura Mio's hudplate er utviklet for å passe til forskjellige kroppsfasonger. Den har en ny elastisk hudplate med bedre føyelighet, slik at den tilpasser seg konturer, brokk, arr, hudfolder og andre ujevnheter på magen.

Naturlig bevegelse

SenSura Mio opprettholder en sikker tilpasning på grunn av bandasjens evne til å føye seg etter kroppens bevegelser.



BodyFit™ Technology. Designet med tanke på forskjellige kroppsfasonger




I Coloplast er mennesket i sentrum når vi utvikler nye produkter. I samarbeid med stomisykepleiere ønsket vi å utvikle colostomiprodukter som er bedre tilpasset, og som tar sikkerhet til et nytt nivå. Vi kaller det BodyFit™ Technology, og for første gang tas det i bruk på SenSura Mio.

En tilpasset løsning

Etter omfattende forskning og utvikling har Coloplast's forskere kommet frem til en ny sammensetning av hudplaten som forsterker elastisiteten og tilpasningsevnen.

Den nye hudplaten SenSura Mio fester godt til forskjellige kroppsfasonger og tilpasser seg hudfolder, arr og til og med brokk.

Takket være den forsterkede elastisiteten, følger SenSura Mio bukens endringer i løpet av en dag eller gjennom år. Den føyer seg også etter kroppens naturlige bevegelser.



Innsiden av hudplaten

Innsiden av hudplaten beskytter den peristomale huden rundt colostomien.

Utsiden – med den nye utformingen

Utsiden av hudplaten føyer seg etter kroppens fasong og bevegelser, og sikrer at den sitter godt. Den er laget av en unik blanding av EVA-polymer, olje og hydrokolloider.

SenSura Mio gir god tilpasning, takket være BodyFit™ Technology