

SenSura® Mio

# Urostomiprodukte



# Coloplast urostomiprodukter

## Hjelper deg til å leve med urostomi

Coloplast samarbeider med sykepleiere og brukere i hele verden. For å sikre livskvaliteten til personer med urostomi, jobber vi etter tre viktige krav:

- Trygghet til urostomiestyret
- Frisk hud rundt stomien
- Komfortable og diskre løsninger

## Sikkerhet og frisk hud

Personer med urostomi har økt risiko for å få hudproblemer fordi urin fra stomien kan gjøre at hudplaten går i oppløsning. Blir huden eksponert for urin, kan hudproblemer lett oppstå. SenSura® Xpro hudplate er utviklet for de som behøver ekstra beskyttelse mot aggressivt stomiinnhold.

## Diskré og komfortabel pose

Urostomiposer buler ofte ut når de blir fylt med urin, noe som kan gi skvulpelyder ved aktivitet. Diskré og komfortable løsninger er viktige for at en person med urostomi skal føle seg trygg. SenSura® Mio urostomipose er en forbedret flerkammerpose som fordeler innholdet og gir ekstra diskresjon for brukeren.



# To forskjellige klebertyper



## SenSura® Mio

Alle de elastiske hudplatene til SenSura® Mio, følger kroppen og strekker seg når man beveger seg. Hudplaten fester seg sikkert til kroppen og gir god absorpsjon av fukt. Den elastiske kleberen er tilgjengelig i 3 varianter:

- Flat hudplate.
- Konveks hudplate for ekstra støtte: Convex Soft, Convex Light og Convex Deep.
- Kurvet og stjernefomet hudplate tilpasset brokk og fyldige mager: Convex Flip



## SenSura® Xpro

Hudplate som er ekstra motstandsdyktig mot urin og aggressivt stomiinnhold. Den beskytter huden mot stomiinnhold og reduserer dermed risikoen for infeksjoner.

Tilgjengelig som flat og convex light hudplate.

# SenSura<sup>®</sup> Mio urostomi flerkammerpose

Gjennom samarbeid med sykepleiere og brukere i hele verden har vi utviklet en unik flerkammerpose som gir økt komfort og diskresjon.

## Tilbakeslagsventil


SenSura Mio urostomipose har en tilbakeslagsventil som hindrer at urinen renner tilbake over stomien og reduserer risikoen for infeksjoner.

## Unik flerkammerpose

Posen har flere kamre som gjør at urinen fordeler seg i posen. Det gir en flat og diskre profil og det reduserer skvulpelyder.

## Utløp som kan brettes opp

Urostomiposene har mykt utløp for at det skal være mest behagelig mot kroppen og enkelt å bruke. De grå posene har i tillegg en luke der utløpet kan gjemmes oppunder for økt følelse av komfort og diskresjon.



### Diskré grå farge

Den varme grå fargen er nøye forsket frem for å gjøre posen så nøytral som mulig, selv under hvite klær.

### Avpasset etter kroppen

Posen er formet slik at den tilpasser seg kroppens bevegelser. Det hindrer også at posen vrir seg når man sover.

### Tekstilmateriale

SenSura Mio har et glatt tekstilmateriale som gjør at den oppleves mindre medisinsk, og mer som et klesplagg.

**SenSura Mio flerkammerpose fås som 1-dels, og 2-dels system, med kleberkobling og med ringkobling.**

**SenSura<sup>®</sup> Mio**  
Tilpasser seg kroppen,  
uansett kroppsform

## Etter operasjon: Enklere bruk av stenter

På grunn av flerkammerdesignet er posen tilpasset bruk av stenter etter operasjon. Stenter kan enkelt føres gjennom åpningen inn i posen uten å ødelegge tilbakeslagsventilen.





# SenSura<sup>®</sup> Mio urostomiposer finnes i tre systemer



**SenSura<sup>®</sup> Mio**  
1-dels urostomipose



**SenSura<sup>®</sup> Mio Flex**  
2-dels urostomipose  
med kleberkobling



**SenSura<sup>®</sup> Mio Click**  
2-dels urostomipose  
med ringkobling

## **Flex** – kleberkobling

### Enkel påføring

Posen klebes på og låses ved å stryke koblingen mot hudplaten.

### Behagelig og diskret

Den tynne koblingen er komfortabel å ha på og er tilnærmet lik 1-dels system.




## **Click** – ringkobling

**Justere posens plassering**  
Ringkoblingen gir mulighet for å rotere posen rundt hudplaten før den låses.

### Hørbart klikk

For en ekstra trygghet gir åpne-lukke mekanismen fra seg et klikk når den låses.



# SenSura® Mio - Elastiske hudplater til hver kroppsprofil



## **SenSura® Mio**

Flate hudplater passer for de med en flat kroppsprofil, der området rundt stomien omtrent er på samme nivå som resten av magen.



## **SenSura® Mio Convex**

Konvekse hudplater passer kroppsprofiler som går innover, der huden rundt stomien har sunket inn, eller der stomien ligger i eller under hudnivå.



## **SenSura® Mio Convex Flip**

Hudplater som er kurvet og stjerneformet. Spesialutviklet for brokk, buler og kroppsprofiler som går utover.

# Urostomi tilleggsprodukter



## Coloplast Uro Urinpose

Med en kapasitet på 2 liter og en knekkfri 120 cm lang slange er alt lagt til rette for en god natts søvn.



## Coloplast urostomi Minicap

Kan festes til SenSura® Click hudplate, og er en god løsning i situasjoner som krever økt diskresjon. Minicapen rommer inntil 100 ml urin.\*



## Coloplast Urostomi Mikropose

Kan festes til SenSura® Click hudplate, og brukes som en konnektor til Coloplast Uro urinpose for diskresjon og komfort.\*

---

\* NB! Minicap og mikropose kan kun brukes med SenSura Click hudplate. De kan dessverre ikke brukes med SenSura Mio Click.



# Coloplast urostomisortiment

Alle SenSura og SenSura Mio poser har følgende volumkapasitet:

Midi-poser: 340 ml

Maxi-poser: 440 ml

## SenSura<sup>®</sup> Mio 1-dels uro

### SenSura<sup>®</sup> Mio

1-dels uro flerkammerpose

Posestørrelse	Mini	Midi	Maxi
	Varenr./Helfonr.	Varenr./Helfonr.	Varenr./Helfonr.
<b>Nøytral grå uten vindu</b>			
Oppklippbar 10-45 mm		105810/981038	105820/964276
Hulldiameter 20 mm			105830/904848
Hulldiameter 25 mm			105840/928533
Hulldiameter 30 mm			105850/883237
<b>Klar</b>			
Oppklippbar 10-45 mm			105860/891439



### SenSura<sup>®</sup> Mio Convex Soft

1-dels uro flerkammerpose med myk konvex hudplate

Produktbeskrivelse	Varenr.	Helfonr.	Hulldiameter	Skallstr.*	Volum (ml)
<b>Midi</b>	168010	943247	10-23 mm	33	340
<b>Maxi</b>	168050	885555	10-33 mm	33	340
<b>Maxi klar</b>	168100	886949	10-50 mm	50	340



\* Skallstørrelse vil si diameteren på det konvekse skallet.

## SenSura® Mio Convex Light

1-dels uro flerkammerpose med light konveks hudplate

Produktbeskrivelse	Varenr.	Helfonr.	Hulldiameter	Skallstr.*	Volum (ml)
<b>Midi</b>	168210	987874	10-23 mm	23	340
	168220	934872	15-33 mm	33	340
	168230	883671	31 mm	43	340
<b>Maxi</b>	168250	825090	10-23 mm	23	440
	168260	972971	10-33 mm	33	440
	168300	857477	18 mm	23	440
	168310	857777	21 mm	23	440
	168320	948569	25 mm	33	440
	168330	965262	28 mm	33	440
	168270	853521	31 mm	43	440
<b>Maxi klar</b>	168350	848915	10-23 mm	23	440
	168360	814296	15-33 mm	33	440
	168370	984456	10-43 mm	43	440



## SenSura® Mio Convex Deep

1-dels uro flerkammerpose med dyp konveks hudplate

Produktbeskrivelse	Varenr.	Helfonr.	Hulldiameter	Skallstr.*	Volum (ml)
<b>Midi</b>	168510	916746	10-23 mm	23	340
	168520	912886	15-33 mm	33	340
	168530	997617	31 mm	43	340
<b>Maxi</b>	168550	947657	10-23 mm	23	440
	168560	923783	15-33 mm	33	440
	168600	817779	18 mm	23	440
	168610	808379	21 mm	23	440
	168620	863595	25 mm	33	440
	168630	847129	28 mm	33	440
	168570	868961	31 mm	43	440
<b>Maxi klar</b>	168650	926937	10-23 mm	23	440
	168660	905717	15-33 mm	33	440

\* Skallstørrelse vil si diameteren på det konvekse skallet.

## SenSura® Mio Convex Flip

1-dels uro flerkammerpose med kurvet og stjerneformet kleber

Posestørrelse	Mini Varenr./Helfonr.	Midi Varenr./Helfonr.	Maxi Varenr./Helfonr.
<b>Nøytral grå uten vindu</b>			
Oppklippbar 10-40 mm		184000/881589	184010/873435
Oppklippbar. 20-40 mm			184020/888184
Oppklippbar 25-40 mm			184030/804612
Oppklippbar 30-40 mm			184040/973632
<b>Klar</b>			
Oppklippbar 10-40 mm			184050/821656



Produktbeskrivelse	Varenr.	Helfonr.
Coloplast Uro Nattpose 2000 ml	213650	990259



Produktbeskrivelse	Varenr.	Helfonr.
Coloplast Uro Minicap 40 mm	028070	990234
Coloplast Uro Minicap 50 mm	028080	990242
Coloplast Uro Mikropose 40 mm	142040	875540
Coloplast Uro Mikropose 50 mm	142050	952694



\* NB! Minicap og mikropose kan kun brukes med SenSura Click hudplate.  
De kan dessverre ikke brukes med SenSura Mio Click.

# SenSura<sup>®</sup> Mio 2-dels Flex-system

## SenSura<sup>®</sup> Mio Flex

2-dels uro flerkammerpose med kleberkobling

Ringstørrelse	35 mm	50 mm
	Varenr./Helfonr.	Varenr./Helfonr.
<b>Nøytral grå uten vindu</b>		
Midi		122960/872753
Max	122910/895701	122970/871650
<b>Klar</b>		
Max	122920/884386	122980/838133



## SenSura<sup>®</sup> Mio Flex hudplater

	35 mm	50 mm
	Varenr./Helfonr.	Varenr./Helfonr.
<b>ELASTISK KLEBER</b>		
Oppklippbar 10-33 mm	105510/952325	
Oppklippbar 10-48 mm		105610/844706
Hulldiameter 25 mm		105620/824812
Hulldiameter 28 mm		105660/976727
Hulldiameter 30 mm		105630/856158
Hulldiameter 32 mm		105670/821301
Hulldiameter 35 mm		105640/969496
Hulldiameter 38 mm		105680/974353
Hulldiameter 40 mm		105680/974353



## SenSura<sup>®</sup> Mio Convex Light Flex hudplater

	Varenr.	Helfonr.	Hullstr.	Skallstr.*
<b>35 mm</b>	164710	807338	10-20 mm	20
	164720	862828	18 mm	20
<b>50 mm</b>	164810	808422	15-30 mm	30
	164830	866512	15-40 mm	40
	164840	947247	21 mm	30
	164850	831465	25 mm	30
	164860	874695	28 mm	30
	164870	874695	31 mm	40
	164880	874695	35 mm	40



# SenSura® Mio 2-dels Click-system

## SenSura® Mio Click

2-dels uro flerkammerposer med ringkobling

Ringstørrelse	40 mm	50 mm	60 mm
	Varenr./Helfonr.	Varenr./Helfonr.	Varenr./Helfonr.
<b>Nøytral grå uten vindu</b>			
Midi		114960/835992	
Max	114910/830918	114970/917881	114990/933492
<b>Klar</b>			
Max	114920/930221	114980/802689	115000/930843



## SenSura® Mio Click hudplater

Ringstørrelse	40 mm	50 mm	60 mm
	Varenr./Helfonr.	Varenr./Helfonr.	Varenr./Helfonr.
<b>MED BELTEØRER</b>			
Oppklippbar 10-35 mm	105020/885697		
Oppklippbar 10-45 mm		105120/930877	
Oppklippbar 10-55 mm			105120/930877
Hulldiameter 20 mm	105030/976890		
Hulldiameter 22 mm	105060/897240		
Hulldiameter 25 mm	105040/848131		
Hulldiameter 28 mm	105050/946649		
Hulldiameter 30 mm		105130/924884	
Hulldiameter 32 mm		105140/831949	
Hulldiameter 35 mm		105150/808484	
Hulldiameter 38 mm		105160/841714	
Hulldiameter 40 mm			105230/860009
Hulldiameter 45 mm			105230/860009
Hulldiameter 50 mm			105250/930760
<b>UTEN BELTEØRER</b>			
Oppklippbar 10-35 mm	105010/802177		
Oppklippbar 10-45 mm		105110/934185	
Oppklippbar 10-55 mm			105210/981664



## SenSura® Mio Convex Light Click hudplater

	Varenr.	Helfonr.	Hullstr.	Skallstr.*
35 mm	169010	802495	10-20 mm	20
	169030	934777	18 mm	20
50 mm	169110	924250	15-30 mm	30
	169130	862020	21 mm	30
	169140	987515	25 mm	30
	169150	999183	28 mm	30
60 mm	169210	923338	15-40 mm	40
	169230	971352	31 mm	40
	169240	893796	35 mm	40

\* Skallstørrelse vil si diameteren på det konvekse skallet.



## SenSura® Mio Convex Deep Click hudplater

	Varenr.	Helfonr.	Hullstr.	Skallstr.*
35 mm	169410	918818	10-20 mm	20
	169420	863851	18 mm	20
50 mm	169510	865306	15-30 mm	30
	169530	828316	21 mm	30
	169540	808724	25 mm	30
	169550	981889	28 mm	30
60 mm	169610	946305	15-40 mm	40
	169630	802006	31 mm	40
	169640	846491	35 mm	40

\* Skallstørrelse vil si diameteren på det konvekse skallet.





# SenSura® Xpro hudplater

Hudplater som er ekstra motstandsdyktig mot urin og aggressivt stomiinnhold.

NB: Xpro Flex kan brukes med SenSura Mio Flex urostomiposer. Xpro Click hudplatene kan kun brukes med SenSura Click poser.

## SenSura® Xpro Flex

Ringstørrelse	35 mm	50 mm
	Varenr./Helfonr.	Varenr./Helfonr.
<b>XPRO</b>		
Oppklippbar 10-33 mm	101040/903119	
Oppklippbar 10-48 mm		101050/922399
<b>XPRO CONVEX LIGHT</b>		
Oppklippbar 15-23 mm	113040/937126	
Oppklippbar 15-33 mm		113050/816922
Oppklippbar 15-43 mm		113060/899217



## SenSura® Xpro Click hudplater

Ringstørrelse	40 mm	50 mm	60 mm
	Varenr./Helfonr.	Varenr./Helfonr.	Varenr./Helfonr.
<b>MED BELTEØRER</b>			
Oppklippbar 10-35 mm	105020/885697		
Oppklippbar 10-45 mm		105120/930877	
Oppklippbar 10-55 mm			105120/930877
Hulldiameter 20 mm	105030/976890		
Hulldiameter 25 mm	105040/848131		
Hulldiameter 30 mm		105130/924884	
Hulldiameter 35 mm		105150/808484	
Hulldiameter 40 mm			105230/860009



## SenSura® Xpro Convex Light Click hudplater

Ringstørrelse	40 mm	50 mm	60 mm
	Varenr./Helfonr.	Varenr./Helfonr.	Varenr./Helfonr.
<b>MED BELTEØRER</b>			
Oppklippbar 15-23 mm	110150/908047		
Oppklippbar 15-33 mm		110250/900704	
Oppklippbar 15-43 mm			110350/986212
Hulldiameter 21 mm	110160/931417		
Hulldiameter 25 mm		110260/954191	
Hulldiameter 28 mm		110270/818117	
Hulldiameter 31 mm		110280/853021	
Hulldiameter 35 mm			110360/914863



Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Vi samarbeider tett med brukere av våre produkter og utvikler løsninger tilpasset deres behov. Vi kaller dette intimsykepleie.

Våre forretningsområder inkluderer stomi, urologi og inkontinens, hud- og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt selskap med over 11 000 ansatte.

