

**SpeediCath®**

## SpeediCath® Kateter

- Klar til brug
- Ligger i en steril saltvandsopløsning
- Hydrofil overflade
- PVC- og phthalatfrit
- Bredt sortiment
- Både traditionel og kompakt længde



# SpeediCath® Kateter

## Klar-til brug

SpeediCath kateter er et overfladebehandlet engangskateter med en hydrofil overflade, der er klar til brug, PVC- og phthalatfrit. Katetret er derfor både brugervenligt og miljøvenligt.

Alle SpeediCath katetre leveres i en emballage, der indeholder en steril saltvandsopløsning, hvori katetret ligger klar til brug.

Brugeren bliver således uafhængig af adgang til rent vand, der normalt er nødvendigt for klargøring af traditionelle hydrofile katetre, og man behøver ikke vente de sædvanlige 30 sek. Samtidig er der ingen risiko for at anvende katetret for tidligt.

SpeediCath er altid klar til brug.

## Sterilt saltvand

SpeediCath ligger i en steril saltvandsopløsning. Opløsningen indeholder sterilt saltvand og polyvinylpyrrolidon (PVP). SpeediCath katetret er fremstillet af polyurethan (PU).

## Usædvanlig glat overflade

SpeediCath katetrene har en enestående overfladebelægning, der ikke blot dækker ydersiden af katetret, men også indersiden af kateterhullerne. Overfladebelægningens evne til at binde og fastholde vand er helt unik, usædvanlig ensartet og glat, og reducerer dermed risikoen for skader på lang sigt.

## SpeediCath Compact

SpeediCath Compact er en serie af diskrete og kompakte katetre til mænd, kvinder og børn. SpeediCath Compact er udviklet for at give brugerne et mere diskret, kompakt, hygiejnisk og miljøvenligt kateter.

## SpeediCath Compact og SpeediCath Compact Plus

er udviklet specielt til piger og kvinder. Katetrene er på henholdsvis syv og ni cm, og fylder dermed ikke mere end en læbestift i tasken.

Til de, der har brug for at tømme i en urinpose, er SpeediBag Compact en sikker og diskret løsning.



## SpeediCath Compact

til mænd er et diskret kateter til mænd. Det er mindre end halvt så langt som et traditionelt kateter. Både opbevaring, anvendelse og bortskaffelse er derfor meget diskret. Katetret kan indføres uden at overfladen berøres.

## SpeediCath Control

Kombination af to katetre. Control er 40 cm langt som et traditionelt kateter til mænd.

Det fleksible stykke er 32 cm langt og er en størrelse Ch12. Det stivere stykke er 8 cm og er en størrelse Ch16. Denne kombination sikrer, at det fleksible stykke, der indføres i urinrøret, er blødt, og det stivere stykke sikrer, at katetret ikke bøjer ved indføring.



## Produktoversigt SpeediCath katetre

Størrelse	Mænd				Kvinder			Børn	
	Nelaton	Tiemann	Control	Compact	Nelaton	Compact 7 cm	Compact Plus 9 cm	20 cm	30 cm
● 06					27706			27706	
● 08	27408				27508	28578		27708	27608
● 10	27410	27490			27510	28580	28810	27710	27610
○ 12	27412	27492	27212	28692	27512	28582	28812		27612
● 14	27414	27494			27514	28584	28814		
● 16	27416	27496			27516				
● 18	27418								
Urinposekonnektor til SpeediCath Compact						28590			
SpeediBag Compact urinpose 700ml						28592			